

超音波洗浄器 making work easy

Easyclean

3つの機能で洗浄効果アップ!

しつこい汚れもムラなく落とす超音波洗浄器。



1 温度調節機能(30~80℃)

5℃単位で洗浄物に応じた温度設定が可能です。 温度が高いと器具やバーのしつこい汚れが 落ちやすく、洗浄時間の短縮につながります。 ※血液や蛋白質系の物質が付着した器具は、

40℃以上で洗浄すると金属に凝固付着するため、 必ず40℃以下で洗浄してください。

2 ガス抜き機能(デガスモード)

超音波の洗浄効果を促進させるため 溶液中に含まれる微細な気体を取り除きます。

3 スイープ機能(スイープモード)

使用例

超音波の周波数を連続的に変化させ均等にする ことで、洗浄ムラを抑制します。

> 付属のステンレス バスケットを使用する ことで、細かい器具や 義歯などの洗浄が 行えます。

仕 様

包装	本体、プラスチックカバー ステンレンスバスケット
サイズ	W300×D179×H214mm
洗浄槽サイズ	W240×D137×H100mm
洗浄槽容量	2.75L
本体重量	3.3kg
電源·電圧	AC100V 50/60Hz

付属品



プラスチックカバー 注文No.1850-0001 価格 6,000円

ステンレスバスケット 注文No.1850-0003 価格 12.500円

【別売品】



ステンレスカバー 注文No.1850-0002 価格 12,000円





ディッピングバスケット 注文No.1850-0004 価格 10,000円



ビーカー600mL 注文No.1850-0006 価格 4.000円



プラスチックカップ 注文No.1850-0007 価格 2,000円

-般的名称:器具除染用洗净器 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030350 ※価格は希望医院価格です。(価格に消費税は含まれておりません)



ジーシーグループ [製造販売元]





株式会社 日本歯科商社

東京本社:〒130-0011東京都墨田区石原1-19-5 TEL(03)3625-3111大阪支店:〒556-0005大阪市浪速区日本橋4-3-9 TEL(06)6643-0085 北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001 九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288