

歯科用研削器材

TinyPlus III


タイニープラス III

接着強度の向上に

チェアサイドで使用できるサンドブラスター



エアータービンホース(4ホール)に接続し、使い慣れたフットペダルの操作で歯科切削加工用レジン材料(CAD/CAMレジン冠)の内面処理や各種補綴物のサンドブラスト処理が行えます。



※4ホールタイプでない場合は下記別表を参照ください。

使用用途

メタル(金バラ・プレシャスメタル)

インレー・アンレー、クラウン、ブリッジ、コア、ポスト等

セラミックス・硬質レジン

CAD/CAM材料、インレー、クラウン、ベニア等

矯正用ブラケット、バンド等

インプラント上部構造

補綴物再合着

PEEK材

2024年6月診療報酬改正: CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー又は高強度硬質レジンブリッジの装着にアルミナサンドブラストおよびプライマーなどの内面処理を行った、CAD/CAM冠、CAD/CAMインレーを接着性レジンセメントを用いて装着した場合は、1歯につき45点を所定点数に加算。(算定は、施設基準の届出必要)

価格: 57,000円

包装: 本体(パウダータンク付)、専用カップリング、
清掃ピン、JDSアルミナ(100g)

一般的名称: 歯科用研削器材 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104270381

別売品



JDSアルミナ(50µm)

包装: 500g
価格: 4,500円

一般的名称: 歯科用研削器材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104030338



ディスポーザブル クリーンボックス

GC取扱製品

大(10個入)
価格: 3,800円

小(10個入)
価格: 3,200円

製品についての詳細は
弊社ホームページから▶

<http://www.dentalSupply.co.jp/>



価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご利用は