


ガッターパーチャ切断時に  
使い易く、より安全に





スイッチONで

**瞬時に発熱**



スイッチOFFで

**瞬時に冷却**



切断前



切断後

**火傷のリスク軽減!!**

- 待ち時間ゼロ! 切りたいところでピンポイント切断
- 口腔内への出し入れ容易な安全設計
- 充電式コードレスで簡単操作
- フレックスポイント® も楽々切断 (例:1)



**DENT**Touch

**GuttaCut**  
ガッターカット

キット構成

ハンドピース(充電式)1本  
充電スタンド(誘導式)1台  
チップ..... 4種

《チップ》 ※オートクレーブ滅菌可

#1		前歯用
#2		小白歯用
#3		白歯用
#4		ポストホール 予備形成用



ハンドピースの耐用見込年数は約2年です  
(使用頻度により異なります)

一般的名称	販売名	クラス分類	届出番号
歯科用練成充填形成器	ガッターカット	一般(1)	28B1X000050000157

長い操作部で見える！届く！！根管治療

アクセスを  
簡単にしませんか？

MC file  
Mikrochirurgische Instrumente

指先で視界を  
さえぎられた  
ことはありませんか？

上顎臼歯部への  
アクセスが簡単で  
楽な姿勢で治療できます

拡大下でも  
指先が邪魔にならず  
術野を明るく保ちます



荒木 秀文先生



石井 宏先生

ジ ッ ペ ラ ー  
ZIPPERER®  
E N D O L I N E



一般的名称	販売名	規格	
歯科用ファイル (クラス分類：一般1)	ジッパー ー 手用ファイル <small>販売権取得国産品 2013X0009500205</small>	MC Hファイル 19mm #008~030 アソート有 MC Kファイル 19mm #008~030 アソート有	6本入り1ケース