


フレキシダム




日本大学 宮崎真至教授



阿部修先生 歯界展望 Vol. 117 No.3 2011-3



日本大学 宮崎真至教授



500% 伸びる

だから

装着しやすい

だから 裂けにくい

SEBS
弾性化合物

ノンラテックス

つまり

だから アレルギーフリー



抜群の伸縮性

阿部修先生 歯界展望 Vol. 117 No.3 2011-1



くっきり見やすい「パープル」
出血時もわかりやすい「ブルー」
口腔底の状態が見える「クリア」



プラスチックフレーム

開閉式
そのままバキューム吸引
オートクレーブ可
X線透過性



一般名	商品名	クラス分類	届出番号
透明挿入シート	フレキシダム	Ⅰ	2681X00005000116
透明挿入バーナムフレーム	プラスチックフレーム	Ⅰ	2681X00005000117

お取扱店
「売るためではなく、つくりだすため」
2011.11

より簡単な 充填を目指して

roeko



日本歯科大学付属病院 北村和夫准教授
日本歯科大学生命歯学部 小倉陽子講師



形状記憶

柔軟性・弾力性があり、
湾曲した根管にフィット
無理のない側方加圧が可能!!

NiTi Spreader

※オートクレーブ滅菌可

歯科用根管スプレッダ
ロエコ ニッケルチタンスプレッダー #15、25、35、D11T / アソート
各 1本
クラス分類：一般（Ⅰ） 医療機器届出番号：28B1X00005000114

抜群の吸水性と形崩れのないコシの強さ

■ペーパーポイント

手すき和紙を使用し、結合剤、化学物質を使わず、独自製法で加工しています。



販売名	規格	数量
ペーパーポイント	#15~40・#45~80	180本入り1ケース
	#90~140	144本入り1ケース
.04ペーパーポイント	#15~40	180本入り1ケース
.06ペーパーポイント	#15~40	180本入り1ケース

ファイルと同じサイズを選んで簡単・緊密封鎖

■ガッターパーチャポイント

純度の高い、高品質ガッターパーチャを使用。特に可逆性と展性に優れており、狭い湾曲根管も根尖まで簡単に挿入できます。



一般的名称	販売名	規格	数量
歯科用根管充填 ガッターパーチャポイント (クラス分類：管理Ⅱ)	ガッターパーチャポイント	#15~40・#45~80	120本入り1ケース
		#90~140	60本入り1ケース
	ガッターパーチャポイント.04	#15~40	120本入り1ケース
	ガッターパーチャポイント.06	#15~40	120本入り1ケース

■ガッターパーチャポイント ウォームコーンテクニック用



オピアンキャリア用として優れた操作性とコシの強さを有しています。こげたりはじけたりせず、根尖部を簡単に封鎖します。

一般的名称	販売名	規格	数量
歯科用根管充填 ガッターパーチャポイント (クラス分類：管理Ⅱ)	ガッターパーチャポイント	#45~80	120本入り1ケース
	ウォームコーンテクニック用	#90~140	60本入り1ケース

■ジッパー カラーガッターパーチャポイント



ポイント全体がISOカラーに準じて色分けされています。番号又はサイズ間違いによる混乱をなくすることで作業効率を高めます。

一般的名称	販売名	規格	数量
歯科用根管充填 ガッターパーチャポイント (クラス分類：管理Ⅱ)	ジッパー カラー	#15~40	60本入り1ケース
	カラーガッターパーチャポイント	#45~80	

■ガッターパーチャ アクセサリポイント



根管充填に際し適度の硬さと柔軟性を持ち、熱可塑性、X線不透過性があります。オートメーション化により、形状・サイズが均一化されています。

一般的名称	販売名	規格	数量
歯科用根管充填 ガッターパーチャポイント (クラス分類：管理Ⅱ)	ガッターパーチャ	S・M・L	120本入り1ケース
	アクセサリポイント	FS・FM・FL XS・XM・XL	

ZIPPERER®
ENDOLINE