

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

見たことのない明るく精細な世界. ハイネ双眼ルーペ

❖ MOKUDA | HEINE MASTER CATALOGUE

ハイネ マスターカタログ



ピントが深く酔わない, 自社ドイツ工場製レンズ
高輝度・高効率LEDライトで明るい術野を





❖ HEINE Binocular Loupes and LED Headlights

ハイネ双眼ルーペ & LEDライト



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

キセノンランプに匹敵する照度50,000ルクス

❖ HEINE 3S LED HeadLight UNPLUGGED

ハイネ双眼ルーペ 3S LEDセット





サイナスリフトでは 上顎洞内側の上顎洞粘膜を十分に剥離しなければ粘膜を挙上できません。特に上顎洞の内側に隔壁が存在する場合は、粘膜の剥離が困難で上顎洞粘膜に穿孔を生じる危険性があります。
本症例ではハイネを使用することによって十分な視野が確保されたため、膜を損傷することなく上顎洞粘膜を剥離できました。ハイネを使用する時は、局所に集中するために无影灯を消して手術を行っています。

——芦屋市 野阪泰弘先生



左が3S LED、右がレンズの入っていないLED。
3S LEDは境界がくっきりして、隅々までよく見えます。



HEINE 3S LED HeadLight UNPLUGGED

ハイネ双眼ルーベ 3S LEDセット (mPack UNPLUGGED)

アンプラグド

ハイネ双眼ルーベ 3S LEDセット (mPack UNPLUGGED)

3 POINTS

- 1 境界がくっきりしたレンズ入りLED。隅々まで5万ルクスの照度
- 2 バッテリーとヘッドバンドが一体化したコードレス構造
- 3 ヘッドバンドホルダーがそのまま充電器に。

- ❖ **インテグレーション** ルーベ、LEDライト、スイッチ類、バッテリー。全ての部品が専用に設計され、統合されたシステム。それがハイネ 3S LED ヘッドライトUNPLUGGEDです。
- ❖ **ヘッドバンド一体型バッテリー。首から上に全システムが統合** ケーブルの干渉がなく、ユニットからユニットへの移動も気になりません。
- ❖ **50,000 ルクスの白色光** 6,250ケルビンの色温度と50,000ルクスの照度。光量、光束(スポットのサイズ)は無段階に調節可能です。
- ❖ **軽量コンパクト** コンパクトなLEDは重量わずか70gで長時間の装用でも快適です。集光レンズを内蔵し均一な照射面を実現しています。
- ❖ **冷却システム** ライトに内蔵された超小型冷却ファンは静かで振動がなく、快適な治療環境を提供します。(特許出願)
- ❖ **拡張性** 多彩なアクセサリも3S LEDヘッドライトシステムの特徴です。パワーサプライはヘッドバンド一体型 (mPack UNPLUGGED) の他に、大容量バッテリー (mPack)、AC電源が用意されています。ハイネ HR/HRP双眼ルーベ、さらにビデオシステム ハイネ A-Camが接続可能です。
- ❖ **イエローフィルター(オプション)** ライトの青いスペクトルを取り除き、コンポジット材の誤重合を防ぎます。

❖ ハイネ 3S LED の技術仕様:

| | |
|----------|--|
| ライト: | 50,000ルクス (作業距離250mm) |
| 色温度: | 6,250ケルビン |
| LED耐用時間: | 50,000時間 |
| スポット口径: | 無段階調節。作業距離500mm時に口径20mm~130mmまで調整可。 |
| ルーベ傾斜角: | 全調節式 |
| 光量調節: | ヘッドバンドに搭載。 |
| レンズ部: | アドバンスド・マルチコーティング |
| パワーソース: | mPack UNPLUGGED (ヘッドバンド一体型), mPack (大容量), トランスフォーマー (ACアダプター)。 |
| 連続使用時間: | 4時間 (mPack UNPLUGGED), 10時間 (mPack) |



mPack UNPLUGGED (LiPOLバッテリー)



柏市 五味博之先生

コードレスLEDが
診療を自由にします
長時間のオペも
ストレスフリー



東京歯科大 中川寛一教授

HEINE mPack UNPLUGGED / EN50 UNPLUGGED

mPack UNPLUGGED / EN50 UNPLUGGED (バッテリー / 充電器)



mPack UNPLUGGED



EN50 UNPLUGGED



ハセガワスタンド

- ❖ **軽さとバランス** 軽量・コンパクト、かつ重量が分散するようにデザインされています。高い快適性を誇ります。
- ❖ **充電器とハンガーが合体** EN50 UNPLUGGEDは充電器であり、同時にヘッドバンド・ハンガーでもあります。
- ❖ **充電時間** 2時間
- ❖ **操作時間** 4時間
- ❖ **充電残量インジケータ** LEDが残り使用時間を知らせます。
- ❖ **インテリジェントな充電スタンド** ライトの電源ON時でも充電スタンドにセットすれば自動的に電源が切れます。充電が完了すると自動的に接続が遮断されるため、過充電されることはありません。ACアダプターで充電しながらの使用も可能です。
- ❖ **トップ・セイフティ・スタンダード** 使用中に充電状態とパフォーマンスをチェック。UL規格対応のリチウム・ポリマーテクノロジーを採用。
- ❖ **余裕のスペース** EN50 UNPLUGGEDはヘッドバンドを充電しながら、同時に予備のmPack UNPLUGGED充電電池一つを充電することができます (mPack UNPLUGGED単品は別売です)。
- ❖ **意匠登録済み**

mPack UNPLUGGED

セット構成 X-007. 99. 665

EN50 UNPLUGGED

セット構成 X-095. 17. 310

キット1 (mPack UNPLUGGED+EN50 UNPLUGGED)

セット構成 H-017. 99. 665

キット2 (mPack UNPLUGGED+トランスフォーマー)

H-027. 99. 665

mPack UNPLUGGED トランスフォーマー

X-095. 16. 316

本来壁掛け型のEN50 UNPLUGGEDを壁に穴を空けず、お好みの場所に設置できるオリジナルのスタンドです。


高さ340mm×奥行き200mm×幅170mm

ハセガワスタンド

H-195. 17. 310

HEINE i-View Loupe Bracket

i-View



3S LEDヘッドバンド装着時に裸眼で物を見る必要がある場合、LEDやルーペを上を持ち上げてしまうとせっかく合っていた作業角度が狂ってしまいます。i-Viewは作業角度を保存したままルーペだけをV字に持ち上げることができ、戻すのも簡単です。i-Viewステリレバーはオートクレーブ滅菌可能で、不潔域に触れずにルーペを操作できます。

i-View+i-Viewステリレバー セット構成 J-000. 31. 385

i-Viewステリレバー (5個入) C-000. 32. 399

HEINE S-Guard

ハイネ Sガード




ハイネ 3S LEDに装着可能なプロテクション・シールドです。ポリカーボネート製で透明性に優れ、高い耐衝撃性、耐熱性、引っ掻き耐性を誇ります。飛沫や金属片等から顔面や眼を保護します。

ハイネ Sガード セットオプション C-000. 32. 403

HEINE A-Cam Video System

ハイネ A-Cam




指導、研究、患者教育、デジタルカルテに最適な、歯科臨床用ビデオカメラ。A-Camビデオカメラ、A-Cam プロセッサとプリズム光学部を3S LED ヘッドライトに接続します。

- | | | |
|---|-----------------|----------------|
| 1 | A-Cam+ プロセッサ | J-000. 31. 201 |
| 2 | プリズム光学部+C-mount | J-000. 31. 320 |

HEINE 3S LED Head Light

ハイネ双眼ルーペ 3S LEDセット (mPack)



ハイネ双眼ルーペ3S LEDセット(mPack)

構成:

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|
| 1 | mPack | 2 | EN50 |
| | 双眼ルーペ | 3 | 3S LEDヘッドバンド |
| | i-View + i-Viewステリレバー | | |

- ❖ **大容量リチウムイオン・テクノロジー** 従来のニッカド電池と比べて容量は3倍。メモリー効果はありません。
- ❖ **急速充電** フル充電までわずか2時間。連続使用可能時間：10時間
- ❖ **充電残量インジケータ** 残り使用時間をいつでもチェックできます。
- ❖ **フレキシブルな充電方法** EN50充電器やACアダプターで充電できます。
- ❖ **意匠登録済み**

ずれない安定したフィット感

❖ HEINE HR/HRP Binocular Loupes Sets

ハイネ双眼ルーペ Sフレームセット



HEINE HR/HRP Binocular Loupes Sets

ハイネ双眼ルーベ Sフレームセット



ハイネ双眼ルーベ Sフレームセット


- ① ハイネ 双眼ルーベ
- ② ハイネ Sフレーム
- ③ (レンズクリーナー1本)
- ④ リテイニングコード1本付)
- ⑤ Sフレーム デンタルアダプター
- ⑥ Sフレーム スウィベルレバー
- ⑦ Sフレーム ケース



神戸市 木村歯科


HEINE S-Frame

ハイネ Sフレーム



着け心地がやさしく、軽量(24g)な “ルディ プロジェクト” 製フレーム

- ❖ **人間工学デザイン** 全ての頭のサイズ、顔型にフィットし、不快な圧迫やずり落ちのない快適な着け心地を実現しています。TM
- ❖ **広い調節範囲** 自由に曲げられるアルミニウム合金KYNETIUM製 テンプル。テンプルとノーズピースのシリコンカバーは肌触りがよく、高い耐久性を備えます。ノーズパッドは鼻梁にフィットし、フレームのずり落ちを防ぎます。
- ❖ **軽量 (24g)** 最新の材料が可能にした、着けていることを忘れる軽さ。TM
- ❖ **適材適所** カーボンコンポジット製フレーム、アルミニウム合金KYNETIUM 製テンプル、そしてマグネシウムの採用が軽量性に結実し、シリコンとチタンがしなやかさを生みだしています。
- ❖ **ポリカーボネート製のプロテクション・シールド** スペクトルレンズは飛沫や金属片等から顔面や眼球を保護します。ポリカーボネート製シールドは高い透明性、耐衝撃性、耐熱性、引っ掻き耐性を誇ります。
- ❖ **視力矯正レンズとの併用も可能** 視力矯正レンズ用フレームをオプションでご用意しており、ワンタッチで装着できます (眼科医にご相談ください)。
- ❖ **ルーベを跳ね上げ** ルーベは簡単に跳ね上げができ、視軸に戻すのも簡単です。




セット構成品

ハイネ Sフレーム (レンズクリーナー、リテイニングコード付)

C-000. 32. 301

HEINE Dental Adapter for a viewing direction from 0 to 35°

Sフレーム デンタルアダプター



悪い姿勢によって首や背中を痛める事を防ぐためには、視軸の傾斜角が非常に重要です。デンタル・マウント傾斜角を最大35°まで広げるデンタルアダプター。歯科において一般的な大きな傾斜角を作ります。

Sフレーム デンタルアダプター

セット構成品 ▶ P.011 ⑤

C-000. 32. 528

傾斜角20°
アダプター非装着時


傾斜角35°
アダプター装着時

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

ミラーテクニックでも光が逃げない。レンズ同軸LED

HEINE LED LoupeLight

ハイネ LEDルーペライト






Sフレーム装着時

3 POINTS

1 光が逃げない視線同軸LED



同軸ライトの場合

同軸でない場合

2 わずか12gの軽量

3 高コストパフォーマンス

HEINE LED Loupe Light

ハイネ LEDルーペライト



- ❖ LEDテクノロジー 均質な白色光は外科や歯科の施術に適しています。
- ❖ **同軸照射** 小さな窩洞にも影を落としません。
- ❖ **軽量** 総重量はわずか12g, 長時間の使用でも快適です。
- ❖ **バッテリーハンドル** 携帯しやすいハンドル型バッテリーケース, **乾電池駆動でコストパフォーマンスも魅力。**
- ❖ **長寿命LED** 20,000時間耐用。
- ❖ **防水** 清掃や消毒が容易。
- ❖ **連続使用時間** 約2.5時間 (アルカリ乾電池使用)

ハイネ LEDルーペライト

C-008.32.541

HEINE BETA Handle

ハイネ BETAハンドル / ハイネBETA SLIMハンドル

ハイネ BETAハンドルシリーズはハイネ LEDルーペライト専用のバッテリーシステムです。また、軽量のハイネ BETA SLIMハンドルもお選びいただけます。単二, 単三乾電池使用。



乾電池式, 単二乾電池2本駆動, 乾電池は付属しません。



BETA ハンドル

H-001.99.119

乾電池式, 単三乾電池2本駆動, 乾電池は付属しません。



BETA SLIM ハンドル

X-001.99.105

HEINE HR Binocular Loupes

ハイネ HR双眼ルーペ



ハイネ HR双眼ルーペ

HRルーペ2倍 特にハイジニスト、矯正、一般的な外科処置に適しています。広い視野径と深い焦点深度が確保できる、使いやすいルーペです。

HRルーペ2.5倍 拡大率、視野径、焦点深度、そして使い易さが高いレベルでバランスされたルーペです。歯科全般、眼科、整形・再建外科といった広範囲な領域で使用されている、ハイネのラインナップの中でも最もポピュラーなモデルです。

- ❖ **鮮明な像をもたらすガラス製レンズ** ハイネのレンズは高品質ガラス製。またレンズコーティング技術は光の反射を0.3%まで軽減します。高い透過によりにじみのない鮮明な像を実現しています。
- ❖ **広い視野径、深い焦点深度** HR=High Resolution（高解像度）光学テクノロジーは最大250mmの視野径、焦点深度最大290mmを確保します。
- ❖ **軽量** HRルーペはわずか42グラムと軽量。長時間の使用でも快適です。
- ❖ **アクロマートレンズ** アクロマートレンズとは色収差を補正する機構を備えたレンズのことです。色収差とは、レンズ内を通る光が波長（色）によって屈折率が違うことにより、焦点や倍率に狂いが生じ、像がぼやけてしまうことを意味します。ハイネはコストのかかる別体式のアクロマートレンズを採用し、ガレリアン式としては非常に鮮明かつ発色の良いルーペに仕上げました。
- ❖ **防塵&防水** 全てのHRルーペは防塵・防水機構を採用（IP65/IEC 60529(2000)）。清掃・消毒が容易です。
- ❖ **瞳孔間距離** ハイネ双眼ルーペは光学部が左右個別で調整できるため、正確な瞳孔間距離（PD）の設定が可能です。

HEINE HRP Binocular Loupes

ハイネ HRP双眼ルーペ



ハイネ HRP双眼ルーペ

HRPルーペ3.5倍 3.5倍の拡大率は繊細な処置を可能とし、かつ依然として良好な視野径と焦点深度が確保できる倍率です。

HRPルーペ4倍 マイクロサージェリーに適した倍率ですが視野径は大きく50mmです。

HRPルーペ6倍 拡大率はハイネのラインナップ中最高の6倍で、視野径は40mmです。根管治療やマイクロペリオサージェリーなど、高倍率が必要な治療に適しています。

- ❖ **ガラスレンズとプリズム** 高品質ガラス製レンズ・プリズムを組み込んだプリズム式（ケプラー式）ルーペ。高い解像度が特徴で、視野の隅々に亘って収差のない、明るくはっきりとした像を結びます。
- ❖ **高倍率でも広い視野径** ハイネHRPルーペの設計は高倍率でも視野径と焦点深度のバランスが良く、長時間の使用でも目に負担をかけません。
- ❖ **軽量デザイン** 3.5倍と4倍のルーペの重量はわずか78g、6倍でも89gと軽量です。
- ❖ **明るい像と美しい色調** ハイネのレンズコーティング技術は光の反射を0.3%まで軽減します。これにより光の透過がよくなり、美しい色調が再現されています。
- ❖ **防塵&防水** 全てのHRPルーペは防塵・防水機構を採用（IP65/IEC 60529(2000)）。清掃・消毒が容易です。
- ❖ **瞳孔間距離** ハイネ双眼ルーペは光学部が左右個別で調整できるため、正確な瞳孔間距離（PD）の設定が可能です。

拡大率3.5倍以上のHRP双眼ルーペは歯科、口腔外科、血管・神経系、形成外科などの高い拡大率が必要な繊細な処置や、ルーペ使用の経験を積んだユーザーにおすすめします。HRP双眼ルーペはそれぞれの倍率で最大の視野径と焦点深度が確保できるように設計されていますが、視野径と焦点深度は倍率が高くなるにつれて下がるため、高倍率になるほど使用に熟練が必要となります。

HEINE HR/HRP Binocular Loupes

ハイネ双眼ルーペの仕様と注文番号

ハイネHR双眼ルーペ



| | 倍率 | 作業距離 | 視野径 | 焦点深度 | 注文番号 |
|----|------|-------|-------|-------|--------------|
| HR | 2.0x | 340mm | 130mm | 130mm | C-000.32.505 |
| | 2.0x | 420mm | 190mm | 200mm | C-000.32.502 |
| | 2.0x | 520mm | 250mm | 290mm | C-000.32.506 |
| | 2.5x | 340mm | 90mm | 110mm | C-000.32.504 |
| | 2.5x | 420mm | 130mm | 180mm | C-000.32.507 |
| | 2.5x | 520mm | 180mm | 260mm | C-000.32.503 |

クローズアップレンズ使用時



| | | | | |
|----|------|-------|------|------|
| HR | 2.0x | 250mm | 90mm | 80mm |
| | 2.5x | 250mm | 60mm | 60mm |

*HR2.0x/340mm, 2.5x/340mmにクローズアップレンズを装着することにより、作業距離を250mmに変更することができます。

ハイネHRP双眼ルーペ



| | 倍率 | 作業距離 | 視野径 | 焦点深度 | 注文番号 |
|-----|------|-------|------|------|--------------|
| HRP | 3.5x | 420mm | 65mm | 60mm | C-000.32.703 |
| | 4.0x | 340mm | 50mm | 40mm | C-000.32.705 |
| | 6.0x | 340mm | 40mm | 30mm | C-000.32.706 |

*HRP双眼ルーペは作業距離が選べません

HEINE HR/HRP Binocular Loupes Sets

ハイネ双眼ルーペ セットの仕様と注文番号

※セットの注文番号(規格名)は
双眼ルーペの種類によって異なります



| 倍率/作業距離 | Sフレームセット | 3S LEDセット (mPack UNPLUGGED) | 3S LEDセット (mPack) |
|------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| 2.0x/340mm | H-006.32.505 | H-010.32.505 | H-011.32.505 |
| 2.0x/420mm | H-006.32.502 | H-010.32.502 | H-011.32.502 |
| 2.0x/520mm | H-006.32.506 | H-010.32.506 | H-011.32.506 |
| 2.5x/340mm | H-006.32.504 | H-010.32.504 | H-011.32.504 |
| 2.5x/420mm | H-006.32.507 | H-010.32.507 | H-011.32.507 |
| 2.5x/520mm | H-006.32.503 | H-010.32.503 | H-011.32.503 |
| 3.5x/420mm | H-006.32.703 | H-010.32.703 | H-011.32.703 |
| 4.0x/340mm | H-006.32.705 | H-010.32.705 | H-011.32.705 |
| 6.0x/340mm | H-006.32.706 | H-010.32.706 | H-011.32.706 |



HR



HRP

MOKUDA | HEINE ASSEMBLING CHART

ハイネ 組み合わせ早見表



+ OPTION SINGLE



H-195.17.310
ハセガワスタンド

ALTERNATIVE SINGLE



X-095.16.316
mPack UNPLUGGED
トランスフォーマー

SINGLE KIT



X-095.17.310
EN50 UNPLUGGED



X-007.99.665
mPack UNPLUGGED

H-017.99.665
キット 1
(mPack UNPLUGGED
+ EN50 UNPLUGGED)



SET

H-010.32.***
ハイネ双眼ルーベ 3S LED セット (mPack UNPLUGGED)

SINGLE KIT



J-008.31.310
3S LED ヘッドライト
+ プロフェッショナルヘッドバンド



J-000.31.385
r-View
+ r-View ステリリバー

H-018.31.310
3S LED キット

+ OPTION SINGLE



J-000.31.321
3S LED イエローフィルター

+ OPTION SINGLE



C-000.32.403
S ガード



SINGLE



C-000.32.549
プロフェッショナルヘッドバンド

SINGLE 単品. 購入できる最小単位
KIT キット. 一定の機能を果たす単位
SET セット. 購入後すぐに使える単位
OPTION オプション. 機能を追加するための別売品
ALTERNATIVE 代替品. キットやセット構成品の代わりに機能を果たす部品

| | | |
|--|--|------------|
|  <p>SINGLE C-000.32.301 S フレーム (レンズクリーナー, リテイナーコード付き)</p> |  <p>SINGLE C-000.32.530 S フレーム ケース</p> | KIT |
|  <p>SINGLE C-000.32.528 S フレーム デンタルアダプター</p> | | |
|  <p>SINGLE C-000.32.528 S フレーム スワイベルレバー</p> | <p>H-001.32.301 ハイン S フレームキット</p> | |



SET
H-006.32.***
ハイン双眼ルーベ S フレームセット

各種キット **KIT** (Sフレームキット, 3S LED キット + mPack UNPLUGGED キット / mPack キット) に下記の 9 種のルーベ (HR2x 3 種, HR2.5x 3 種, HRP3.5x HRP4x HRP6x 各 1 種) の中から一つを選択して組み合わせたものが **SET** になります。

| ハイン HR/HRP 双眼ルーベ | | |
|------------------|--------------|---------------|
| HRルーベ 2 倍 | C-000.32.505 | HR2x 340mm |
| | C-000.32.502 | HR2x 420mm |
| | C-000.32.506 | HR2x 520mm |
| HRルーベ 2.5 倍 | C-000.32.504 | HR2.5x 340mm |
| | C-000.32.507 | HR2.5x 420mm |
| | C-000.32.503 | HR2.5x 520mm |
| HRP ルーベ 3.5 倍 | C-000.32.703 | HRP3.5x 420mm |
| HRP ルーベ 4 倍 | C-000.32.705 | HRP4x 340mm |
| HRP ルーベ 6 倍 | C-000.32.706 | HRP6x 340mm |



SINGLE
C-008.32.541
LED ルーベライト



SINGLE
H-001.99.119
BETA ハンドル



SINGLE
X-001.99.105
BETA SLIM ハンドル



HEINE / MOKUDA Full Lineup

ハイネ製品リスト

表の見方

商品の日本語名。多くの場合、この名称だけではお選びの商品の仕様を確定できませんのでご注意ください(規格名にてご注文ください)。

その商品がセット、キット、単品のいずれかであることを示します。

セット **セット** はいくつかの単品やキットの集まったもので、購入後すぐにお使いいただけます。キット **キット** はいくつかの単品が一定の機能をはたすようにまとめられた単位で、キットにルーベなどを追加することによりセットとなります。

単品 **単品** は購入できる最小単位です。

なお、セットやキットの価格はそれらを構成する単品をまとめた価格と同じになっており、部品の追加や特殊な組み合わせでも割高になることはありません。



その製品がセット/キットの場合、どの商品の組み合わせで成り立っているのかを日本語名称で大きめに示しています。

その商品がセット/キットの場合、どの商品の組み合わせで成り立っているのかを規格名で示しています。



ハイネ A-C a m P. 09

3S LEDにマウントし、パソコン接続でビデオ撮影ができるカメラシステムです。モニター、電源は付属しません。接続にはA-Cam + プロセッサとプリズムオプティクス + C-mount両方が必要です。

| No. | 規格名(注文番号) | 構成 | 茂久田商品コード |
|-------|------------------------|----------------------|----------|
| ❖ 001 | 単品 J-000.31.201 | A-Cam + プロセッサ | 67901 |
| ❖ 002 | 単品 J-000.31.320 | プリズムオプティクス + C-mount | 67902 |

一般医療機器 届出番号: 28B1X00005000237



セット P. 11

ハイネ双眼ルーベ S フレームセット

HR/HRP双眼ルーベ + Sフレームキット (Sフレーム + デンタルアダプター + スウィベルレバー + ケース)

| No. | 規格名(注文番号) | 倍率 | 規格の組み合わせ | 茂久田商品コード |
|-------|--------------|---------------|-----------------------------|----------|
| ❖ 003 | H-006.32.505 | HR2x 340mm | C-000.32.505 + H-001.32.301 | 67001 |
| ❖ 004 | H-006.32.502 | HR2x 420mm | C-000.32.502 + H-001.32.301 | 67002 |
| ❖ 005 | H-006.32.506 | HR2x 520mm | C-000.32.506 + H-001.32.301 | 67003 |
| ❖ 006 | H-006.32.504 | HR2.5x 340mm | C-000.32.504 + H-001.32.301 | 67004 |
| ❖ 007 | H-006.32.507 | HR2.5x 420mm | C-000.32.507 + H-001.32.301 | 67005 |
| ❖ 008 | H-006.32.503 | HR2.5x 520mm | C-000.32.503 + H-001.32.301 | 67006 |
| ❖ 009 | H-006.32.703 | HRP3.5x 420mm | C-000.32.703 + H-001.32.301 | 67007 |
| ❖ 010 | H-006.32.705 | HRP4x 340mm | C-000.32.705 + H-001.32.301 | 67008 |
| ❖ 011 | H-006.32.706 | HRP6x 340mm | C-000.32.706 + H-001.32.301 | 67009 |

一般医療機器 届出番号: 28B1X00005000234



セット P. 07

ハイネ双眼ルーベ 3S LEDセット

HR/HRP双眼ルーベ + 3S LEDキット + mPack UNPLUGGED キット1

| No. | 規格名(注文番号) | 倍率 | 規格の組み合わせ | 茂久田商品コード |
|-------|--------------|---------------|--|----------|
| ❖ 012 | H-010.32.505 | HR2x 340mm | C-000.32.505 + H-018.31.310 + H-017.99.665 | 67101 |
| ❖ 013 | H-010.32.502 | HR2x 420mm | C-000.32.502 + H-018.31.310 + H-017.99.665 | 67102 |
| ❖ 014 | H-010.32.506 | HR2x 520mm | C-000.32.506 + H-018.31.310 + H-017.99.665 | 67103 |
| ❖ 015 | H-010.32.504 | HR2.5x 340mm | C-000.32.504 + H-018.31.310 + H-017.99.665 | 67104 |
| ❖ 016 | H-010.32.507 | HR2.5x 420mm | C-000.32.507 + H-018.31.310 + H-017.99.665 | 67105 |
| ❖ 017 | H-010.32.503 | HR2.5x 520mm | C-000.32.503 + H-018.31.310 + H-017.99.665 | 67106 |
| ❖ 018 | H-010.32.703 | HRP3.5x 420mm | C-000.32.703 + H-018.31.310 + H-017.99.665 | 67107 |
| ❖ 019 | H-010.32.705 | HRP4x 340mm | C-000.32.705 + H-018.31.310 + H-017.99.665 | 67108 |
| ❖ 020 | H-010.32.706 | HRP6x 340mm | C-000.32.706 + H-018.31.310 + H-017.99.665 | 67109 |

一般医療機器 届出番号: 28B1X00005000235



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

ハイネ・オプトテック 価格表

MOKUDA DENTAL

| 規格名(注文番号) | 販売名 | 構成 | 価格 | 参照ページ |
|--------------|-----------------------|---|----------|-------|
| H-006.32.505 | ハイネ双眼ルーペ Sフレームセット | HR2x 340mm + Sフレームキット | ¥233,000 | P. 11 |
| H-006.32.502 | | HR2x 420mm + Sフレームキット | ¥233,000 | |
| H-006.32.506 | | HR2x 520mm + Sフレームキット | ¥233,000 | |
| H-006.32.504 | | HR2.5x 340mm + Sフレームキット | ¥233,000 | |
| H-006.32.507 | | HR2.5x 420mm + Sフレームキット | ¥233,000 | |
| H-006.32.503 | | HR2.5x 520mm + Sフレームキット | ¥233,000 | |
| H-006.32.703 | | HRP3.5x 420mm + Sフレームキット | ¥282,000 | |
| H-006.32.705 | | HRP4x 340mm + Sフレームキット | ¥282,000 | |
| H-006.32.706 | | HRP6x 340mm + Sフレームキット | ¥299,000 | |
| | | | | |
| H-010.32.505 | ハイネ双眼ルーペ 3S LEDセット | HR2x 340mm + 3S LED + mPack UNPLUGGED | ¥478,000 | P. 07 |
| H-010.32.502 | | HR2x 420mm + 3S LED + mPack UNPLUGGED | ¥478,000 | |
| H-010.32.506 | | HR2x 520mm + 3S LED + mPack UNPLUGGED | ¥478,000 | |
| H-010.32.504 | | HR2.5x 340mm + 3S LED + mPack UNPLUGGED | ¥478,000 | |
| H-010.32.507 | | HR2.5x 420mm + 3S LED + mPack UNPLUGGED | ¥478,000 | |
| H-010.32.503 | | HR2.5x 520mm + 3S LED + mPack UNPLUGGED | ¥478,000 | |
| H-010.32.703 | | HRP3.5x 420mm + 3S LED + mPack UNPLUGGED | ¥527,000 | |
| H-010.32.705 | | HRP4x 340mm + 3S LED + mPack UNPLUGGED | ¥527,000 | |
| H-010.32.706 | | HRP6x 340mm + 3S LED + mPack UNPLUGGED | ¥544,000 | |
| | | | | |
| H-011.32.505 | ハイネ双眼ルーペ 3S LEDセット | HR2x 340mm + 3S LED + mPack | ¥483,000 | P. 09 |
| H-011.32.502 | | HR2x 420mm + 3S LED + mPack | ¥483,000 | |
| H-011.32.506 | | HR2x 520mm + 3S LED + mPack | ¥483,000 | |
| H-011.32.504 | | HR2.5x 340mm + 3S LED + mPack | ¥483,000 | |
| H-011.32.507 | | HR2.5x 420mm + 3S LED + mPack | ¥483,000 | |
| H-011.32.503 | | HR2.5x 520mm + 3S LED + mPack | ¥483,000 | |
| H-011.32.703 | | HRP3.5x 420mm + 3S LED + mPack | ¥532,000 | |
| H-011.32.705 | | HRP4x 340mm + 3S LED + mPack | ¥532,000 | |
| H-011.32.706 | | HRP6x 340mm + 3S LED + mPack | ¥549,000 | |
| | | | | |
| C-000.32.505 | ハイネ HR双眼ルーペ | 2x 340mm | ¥147,000 | P. 05 |
| C-000.32.502 | | 2x 420mm | ¥147,000 | |
| C-000.32.506 | | 2x 520mm | ¥147,000 | |
| C-000.32.504 | | 2.5x 340mm | ¥147,000 | |
| C-000.32.507 | | 2.5x 420mm | ¥147,000 | |
| C-000.32.503 | | 2.5x 520mm | ¥147,000 | |
| C-000.32.537 | プロテクティブレンズ HR用 (5組入) | | ¥ 7,300 | P. 17 |
| C-000.32.521 | クローズアップレンズ 2x 340mm | | ¥ 26,000 | |
| C-000.32.523 | クローズアップレンズ 2.5x 340mm | | ¥ 26,000 | |
| C-000.32.518 | ユニバーサルクリップ | | ¥ 12,000 | |
| | | | | |
| C-000.32.703 | ハイネ HRP双眼ルーペ | 3.5x 420mm | ¥196,000 | P. 05 |
| C-000.32.705 | | 4x 340mm | ¥196,000 | |
| C-000.32.706 | | 6x 340mm | ¥213,000 | |
| C-000.32.027 | プロテクティブレンズ HRP用 | | ¥ 1,600 | P. 17 |
| | | | | |
| H-001.32.301 | ハイネ Sフレーム | Sフレームキット (Sフレーム + デンタルアダプター + スウィベルレバー + ケース) | ¥ 84,700 | P. 11 |
| C-000.32.301 | | Sフレーム (レンズクリーナー、リテイニングコード付) | ¥ 67,000 | |
| C-000.32.306 | | Sフレーム スペクタクルレンズ (大) | ¥ 12,000 | P. 17 |
| C-000.32.307 | | Sフレーム スペクタクルレンズ (小) | ¥ 12,000 | |
| C-000.32.528 | Sフレーム デンタルアダプター | | ¥ 5,600 | P. 11 |
| C-000.32.524 | Sフレーム スウィベルレバー | | ¥ 2,100 | P. 18 |
| C-000.32.530 | Sフレーム ケース | | ¥ 10,000 | |
| C-000.32.305 | Sフレーム リテイニングコード | | ¥ 2,800 | |
| C-000.32.308 | Sフレーム リプレースメントパーツセット | | ¥ 12,000 | |
| C-000.32.309 | Sフレーム コレクションフレーム | | ¥ 15,000 | |
| C-000.32.542 | レンズクリーナー (2本入) | | ¥ 7,900 | |

| 規格名(注文番号) | 販売名 | 構成 | 価格 | 参照ページ |
|-----------------|-----------------------|--|------------|-------|
| H-018.31.310 | ハイネ 3S LED | 3S LEDキット (3S LED + プロフェッショナルヘッドバンド + i-View + i-Viewステリレバー) | ¥199,000 | P.17 |
| J-008.31.310 | | 3S LED + プロフェッショナルヘッドバンド | ¥159,000 | |
| C-000.32.403 | | Sガード (Pro-L用) | ¥34,000 | P.09 |
| C-000.32.549 | プロフェッショナルヘッドバンド | | ¥31,000 | P.18 |
| J-000.31.385 | i-View + i-Viewステリレバー | | ¥40,000 | P.08 |
| C-000.32.399 | i-Viewステリレバー (5個入) | | ¥5,000 | |
| J-000.31.321 | 3S LED イエローフィルター | | ¥13,000 | P.18 |
| H-017.99.665 | mPack UNPLUGGED | キット1 (mPack UNPLUGGED + EN50 UNPLUGGED) | ¥131,000 | P.08 |
| H-027.99.665 | | キット2 (mPack UNPLUGGED + トランスフォーマー) | ¥106,000 | |
| X-007.99.665 | mPack UNPLUGGED | | ¥83,000 | |
| X-007.99.680 | | Li-POLバッテリー6V | ¥47,000 | |
| X-095.16.316 | | トランスフォーマー | ¥23,000 | |
| X-000.99.668 | | トランスフォーマー エクステンションコード | ¥5,900 | P.18 |
| X-095.17.310 | EN50 UNPLUGGED | | ¥48,000 | P.08 |
| H-195.17.310 | ハセガワスタンド | | ¥30,000 | |
| H-017.99.671 | mPack | キット1 (mPack + EN50) | ¥136,000 | P.09 |
| H-027.99.671 | | キット2 (mPack + トランスフォーマー) | ¥82,000 | |
| X-007.99.671 | mPack | | ¥68,000 | |
| X-007.99.676 | | Li-ionバッテリー6V | ¥32,000 | |
| X-095.16.315 | | トランスフォーマー | ¥14,000 | P.19 |
| X-095.17.300 | EN50 | | ¥68,000 | |
| X-095.17.305 | | レオスタットコントロールモジュール | ¥29,000 | P.09 |
| C-000.33.509 | | プラグイン90° アダプター | ¥2,400 | |
| C-008.32.541 | ハイネ LEDルーベライト | LEDルーベライト | ¥58,000 | P.13 |
| H-001.99.119 | BETA ハンドル | | ¥22,000 | |
| X-000.99.010 | BETA ハンドルモジュール | | ¥14,000 | |
| X-000.99.119 | BETA ボトムインサート | | ¥2,000 | |
| X-001.99.105 | BETA SLIMハンドル | | ¥19,000 | |
| X-000.99.008 | BETA ベルトクリップ | | ¥6,000 | |
| J-000.31.201 | ハイネ A-Cam | A-Cam + プロセッサー | ¥1,243,000 | P.09 |
| J-000.31.320 | | プリズムオプティクス + C-mount | ¥241,000 | |
| C-079.03.000 | | A-Cam コンビケース | ¥55,000 | P.18 |
| NEU:2010 | | | | |
| H-007.32.595 | ハイネ双眼ルーベ Sフレームセット | HR2.5x 340mm + Sフレームキット2 | ¥269,000 | |
| H-007.32.596 | | HR2.5x 420mm + Sフレームキット2 | ¥269,000 | |
| H-007.32.597 | | HR2.5x 520mm + Sフレームキット2 | ¥269,000 | |
| H-007.32.720 | | HRP3.5x 420mm + Sフレームキット2 | ¥320,000 | |
| H-007.32.721 | | HRP4x 340mm + Sフレームキット2 | ¥320,000 | |
| H-007.32.722 | | HRP6x 340mm + Sフレームキット2 | ¥337,000 | |
| C-000.32.595 | ハイネ HR双眼ルーベ | 2.5x 340mm + Sフレームi-View | ¥192,000 | |
| C-000.32.596 | | 2.5x 420mm + Sフレームi-View | ¥192,000 | |
| C-000.32.597 | | 2.5x 520mm + Sフレームi-View | ¥192,000 | |
| C-000.32.720 | ハイネ HRP双眼ルーベ | 3.5x 420mm + Sフレームi-View | ¥243,000 | |
| C-000.32.721 | | 4x 340mm + Sフレームi-View | ¥243,000 | |
| C-000.32.722 | | 6x 340mm + Sフレームi-View | ¥260,000 | |
| H-002.32.302 | ハイネ Sフレーム | Sフレームキット2 | ¥7,7000 | |
| H-018.32.236 | ハイネ LEDルーベライト G2 | LEDルーベライト G2 キット | ¥284,000 | |
| C-008.32.236 | | LEDルーベライト G2 | ¥187,000 | |
| C-000.32.241 | LEDルーベライト イエローフィルター | | ¥13,000 | |
| H-017.99.661 | mPack LL | mPack LL キット (mPack LL + トランスフォーマー) | ¥97,000 | |
| X-007.99.661 | | | ¥83,000 | |

P. 09

セット
ハイネ双眼ルーベ 3 S LEDセット
 HR/HRP双眼ルーベ + 3S LEDキット + mPack キット1



| No. | 規格名 (注文番号) | 倍率 | 規格の組み合わせ | 茂久田 商品コード |
|-------|----------------|----------------|--|--------------|
| ❖ 021 | H-011. 32. 505 | HR2x 340mm | C-000. 32. 505 + H-018. 31. 310 + H-017. 99. 671 | 67151 |
| ❖ 022 | H-011. 32. 502 | HR2x 420mm | C-000. 32. 502 + H-018. 31. 310 + H-017. 99. 671 | 67152 |
| ❖ 023 | H-011. 32. 506 | HR2x 520mm | C-000. 32. 506 + H-018. 31. 310 + H-017. 99. 671 | 67153 |
| ❖ 024 | H-011. 32. 504 | HR2. 5x 340mm | C-000. 32. 504 + H-018. 31. 310 + H-017. 99. 671 | 67154 |
| ❖ 025 | H-011. 32. 507 | HR2. 5x 420mm | C-000. 32. 507 + H-018. 31. 310 + H-017. 99. 671 | 67155 |
| ❖ 026 | H-011. 32. 503 | HR2. 5x 520mm | C-000. 32. 503 + H-018. 31. 310 + H-017. 99. 671 | 67156 |
| ❖ 027 | H-011. 32. 703 | HRP3. 5x 420mm | C-000. 32. 703 + H-018. 31. 310 + H-017. 99. 671 | 67157 |
| ❖ 028 | H-011. 32. 705 | HRP4x 340mm | C-000. 32. 705 + H-018. 31. 310 + H-017. 99. 671 | 67158 |
| ❖ 029 | H-011. 32. 706 | HRP6x 340mm | C-000. 32. 706 + H-018. 31. 310 + H-017. 99. 671 | 67159 |

一般医療機器 届出番号：28B1X00005000235

P. 05

単品
ハイネ HR 双眼ルーベ



| No. | 規格名 (注文番号) | 倍率 | 作業距離 | 茂久田 商品コード |
|-------|----------------|-------|-------|--------------|
| ❖ 030 | C-000. 32. 505 | 2x | 340mm | 67201 |
| ❖ 031 | C-000. 32. 502 | 2x | 420mm | 67202 |
| ❖ 032 | C-000. 32. 506 | 2x | 520mm | 67203 |
| ❖ 033 | C-000. 32. 504 | 2. 5x | 340mm | 67204 |
| ❖ 034 | C-000. 32. 507 | 2. 5x | 420mm | 67205 |
| ❖ 035 | C-000. 32. 503 | 2. 5x | 520mm | 67206 |

一般医療機器 届出番号：28B1X00005000238

❖ 036  C-000. 32. 537 **単品** プロテクティブレンズ HR用 (5組入) 67207

❖ 037  C-000. 32. 521 **単品** クローズアップレンズ 2x 340mm 67208
 作業距離を250mmに変更するための補助レンズ。HR2x 340mm用

❖ 038  C-000. 32. 523 **単品** クローズアップレンズ 2. 5x 340mm 67209
 作業距離を250mmに変更するための補助レンズ。HR2. 5x 340mm用

❖ 039  C-000. 32. 518 **単品** ユニバーサルクリップ 67210
 お手持ちの眼鏡にワンタッチでルーベを装着できるクリップ。一般眼鏡用リテイニングコード付き。

P. 05

単品
ハイネ H R P 双眼ルーベ



| No. | 規格名 (注文番号) | 倍率 | 作業距離 | 茂久田 商品コード |
|-------|----------------|-------|-------|--------------|
| ❖ 040 | C-000. 32. 703 | 3. 5x | 420mm | 67301 |
| ❖ 041 | C-000. 32. 705 | 4x | 340mm | 67302 |
| ❖ 042 | C-000. 32. 706 | 6x | 340mm | 67303 |

一般医療機器 届出番号：28B1X00005000239

❖ 043  C-000. 32. 027 **単品** プロテクティブレンズ HRP用 67304
 一組入

P. 11

単品
ハイネ S フレーム



| No. | 規格名 (注文番号) | 規格の組み合わせ/構成 | 茂久田 商品コード |
|-------|---------------------------|--|--------------|
| ❖ 044 | キット H-001. 32. 301 | C-000. 32. 301 + C-000. 32. 528 + C-000. 32. 524 + C-000. 32. 530 Sフレームキット (Sフレーム + デンタルアダプター + スウィベルレバー + ケース) | 67401 |
| ❖ 045 | 単品 C-000. 32. 301 | Sフレーム (レンズクリーナー, リテイニングコード付) | 67451 |

一般医療機器 届出番号：28B1X00005000241

❖ 046  C-000. 32. 306 **単品** ハイネ S フレーム 67458
 Sフレーム スペクタクルレンズ (大)

❖ 047  C-000. 32. 307 **単品** ハイネ S フレーム 67459
 Sフレーム スペクタクルレンズ (小)

❖ 048  C-000. 32. 528 **単品** Sフレーム デンタルアダプター 67452
 最大35° の視野角を付与できるアダプター

| | | | |
|-----|---|---|-------|
| 049 |  | C-000. 32. 524 単品 Sフレーム スウィベルレバー オートクレープ滅菌可。不潔域に触れることなく術中にルーペの位置を直すことができます。 | 67453 |
| 050 |  | C-000. 32. 530 単品 Sフレーム ケース ルーペ、Sフレーム及びアクセサリをコンパクトに収納できるキャリングケース。 | 67454 |
| 051 |  | C-000. 32. 305 単品 Sフレーム リテイニングコード Sフレームのテンブルにつなぐコード。フィット感がさらに増します。 | 67455 |
| 052 |  | C-000. 32. 308 単品 Sフレーム リプレイメントパーツセット ソフトシリコンのノーズパッド、テンブルカバーのリプレイメントパーツセット。各一对。 | 67456 |
| 053 |  | C-000. 32. 309 単品 Sフレーム コレクションフレーム 矯正レンズをSフレーム/Sガードに付けるためのフレーム。 | 67457 |
| 054 |  | C-000. 32. 542 単品 レンズクリーナー 2本入。Sフレームに付属するクリーナーのリフィル。 | 67460 |

ハイネ 3S LED

P. 07



| No. | 規格名 (注文番号) | 規格の組み合わせ/構成 | 茂久田 商品コード |
|-----|---------------------------|---|--------------|
| 055 | キット H-018. 31. 310 | J-008. 31. 310 + J-000. 31. 385 3S LEDキット (3S LEDヘッドライト + プロフェッショナルヘッドバンド + i-View + i-Viewステリレバー) | 67501 |
| 056 | 単品 J-008. 31. 310 | 3S LEDヘッドライト + プロフェッショナルヘッドバンド | 67551 |

一般医療機器 届出番号：28B1X00005000242

| | | | |
|-----|---|--|-------------|
| 057 |  | C-000. 32. 403 単品 ハイネ 3S LED Sガード (プロフェッショナルヘッドバンド用) | 67555 P. 09 |
| 058 |  | C-000. 32. 549 単品 プロフェッショナルヘッドバンド どんな頭の形状にもフィットするアジャスタブル・ヘッドバンド (3S LEDの後付けはできません)。 | 67552 |
| 059 |  | J-000. 31. 385 単品 i-View + i-Viewステリレバー 3S LEDヘッドライトの照射角を変えことなく、ルーペだけを跳ね上げることが可能なルーペブラケットです。 | 67553 P. 09 |
| 060 |  | C-000. 32. 399 単品 i-Viewステリレバー 5個入。オートクレープ滅菌可、i-View用。術中、不潔域に触れずにルーペの位置の変更・跳ね上げができます。 | 67554 P. 09 |
| 061 |  | J-000. 31. 321 単品 3S LED イエローフィルター 光重合材料を取り扱う際に。 | 67556 |
| 062 |  | C-079. 03. 000 単品 ハイネ A-Cam コンビケース / 3S LEDシリーズ及びA-Cam用キャリングケース。 | 67903 |

一般医療機器 届出番号：28B1X00005000237

mPack UNPLUGGED

P. 08

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------|
| 063 |  | No. 規格名 (注文番号) 規格の組み合わせ/構成 063 キット H-017. 99. 665 X-007. 99. 665 + X-095. 17. 310 キット1 (mPack UNPLUGGED + EN50 UNPLUGGED) | 茂久田 商品コード 67601 |
| 064 |  | 064 キット H-027. 99. 665 X-007. 99. 665 + X-095. 16. 316 キット2 (mPack UNPLUGGED + トランスフォーマー) / ACアダプター との簡便な組み合わせ。価格的にお得です。 | 67602 |
| 065 | | 065 単品 X-007. 99. 665 連続使用時間240分。 | 67651 |
| 066 |  | X-007. 99. 680 単品 mPack UNPLUGGED Li-POLバッテリー6V / mPack UNPLUGGED交換用バッテリー。 | 67652 P. 08 |
| 067 |  | X-095. 16. 316 単品 mPack UNPLUGGED トランスフォーマー (ACアダプター) / mPack UNPLUGGED用。mPackには使用できません。 | 67653 P. 08 |
| 068 |  | X-000. 99. 668 単品 mPack UNPLUGGED トランスフォーマー エクステンションコード / ACアダプター用延長コード。 | 67654 |
| 069 |  | X-095. 17. 310 単品 EN50 UNPLUGGED | 67655 P. 08 |
| 070 |  | H-195. 17. 310 単品 ハセガワスタンド EN50 UNPLUGGED用スタンド。金属製。 | 67691 P. 08 |

| mPack | | | P. 09 |
|-------|---|--|--------------|
| No. | 規格名 (注文番号) | 規格の組み合わせ/構成 | 茂久田 商品コード |
| ❖ 071 |  キット H-017. 99. 671 | X-007. 99. 671 + X-095. 17. 300 キット1 (mPack + EN50) | 67701 |
| ❖ 072 |  キット H-027. 99. 671 | X-007. 99. 671 + X-095. 16. 315 キット2 (mPack + トランスフォーマー) / ACアダプターとの簡便な 組み合わせ、価格的好得です。 | 67702 |
| ❖ 073 |  単品 X-007. 99. 671 | 連続使用時間600分。 | 67751 |
| ❖ 074 |  X-007. 99. 676 単品 mPack Li-ionバッテリー6V / mPack交換用バッテリー。 | | 67752 P. 09 |
| ❖ 075 |  X-095. 16. 315 単品 mPack トランスフォーマー / ACアダプター (mPack専用。mPack UNPLUGGEDには使用できません) | | 67753 |
| ❖ 076 |  X-000. 99. 667 単品 mPack mPack用 コネクトコード 1.6mm / mPack用変換コード | | 67656 |
| ❖ 077 |  X-095. 17. 300 単品 EN50 卓上充電ホルダー。 | | 67754 |
| ❖ 078 |  X-095. 17. 305 単品 EN50 レオスタットコントロールモジュール レオスタットコントロールモジュール / 有線パワースource、A-Camビデオシステムとの使用がおすすめです。 | | 67755 P. 09 |
| ❖ 079 |  C-000. 33. 509 単品 EN50 プラグイン90° アダプター プラグイン90° アダプター / mPackのコード接続部用アダプター。 | | 67756 P. 09 |

| ハイネ LEDルーベライト | | | P. 13 |
|---------------|---|---|--------------|
| No. | 規格名 (注文番号) | 規格の組み合わせ/構成 | 茂久田 商品コード |
| ❖ 080 |  単品 C-008. 32. 541 LEDルーベライト | 一般医療機器 届出番号: 28B1X00005000236 | 67802 |
| ❖ 081 |  キット H-001. 99. 119 BETA ハンドル | 単二乾電池2本駆動。市販の充電池をご利用ください。ベルトクリップ付き。 X-000. 99. 010 + X-000. 99. 119 + X-000. 99. 008 | 67804 |
| ❖ 082 |  単品 X-001. 99. 105 BETA SLIMハンドル | 単三乾電池2本駆動の軽量スリムなハンドル。市販の充電池をご利用ください。 | 67856 |

| | | | |
|-------|--|--|-------------|
| ❖ 085 |  X-000. 99. 010 単品 BETA ハンドルモジュール 底蓋なしのハンドルモジュール。 | | 67851 P. 13 |
| ❖ 086 |  X-000. 99. 119 単品 BETA ボトムインサート 乾電池式ボトムインサート。 | | 67854 P. 13 |
| ❖ 087 |  X-000. 99. 008 単品 BETA ベルトクリップ BETA / BETA SLIM 用ハンドルホルダー。 | | 67861 P. 13 |

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



- ❑ 製造元 : ハイネ・オプトテック社
- ❑ 製造販売元 : 株式会社 茂久田商会
〒650-0047 神戸市中央区港島南町4-7-5
TEL : 078-303-8241 FAX : 078-303-2151

取扱店

売るためではなく、つくりだすため

MOKUDA DENTAL

TEL(078)303-8241 FAX(078)303-2151 <http://www.mokuda.co.jp/>

