

ジルコニア、ポーセレン、ハイブリッドレジンに輝きをあたえる

瞬間**最速**研磨材



驚きの速さと輝き。

- ▶ 研磨材とロビンソンブラシのみでなせる技。
- ▶ 短時間で効率の良い研磨はロビンソンブラシの寿命も延ばす。
- ▶ 特殊成分配合でしっとり飛び散らない、快適な操作性。

ルージュの革命

ジルコンブライト
ベイトコベイトミレ



ジルコニア研磨

5分

研磨時間 / 1 臼歯

研磨前




研磨後



協和デンタルラボラトリー

速さもさることながら、
輝きも今までにない新次元。

研磨前



研磨後



裂溝
研磨時間

3秒

研磨前




研磨後



ポイントでは届きにくい、裂溝部分に残ったダイヤモンドの黒ずみも簡単にきれいに研磨できます。

研磨面粗さデータ



ジルコニア表面の目に見えない凸凹は、対合歯に大きく影響します。ジルコンプライットはその表面を滑らかにし、対合歯の磨耗を防ぐ効果もあります。左図はジルコニア表面を15秒ほど研磨した後の表面粗さを計測したグラフです。

株式会社キーエンス高精度レーザー測定器

ポーセレン研磨

5分

研磨時間 / 1 前歯



高橋健先生 (Smile Exchange)



ハイブリッドレジン研磨

研磨時間

10秒



わずかな分量でこの輝き。



株式会社六甲歯研

ジルコンブライト

ジルコンブライト 20G

20 グラム入り
医院価格：11,000 円

ジルコンブライト 40G

40 グラム入り
医院価格：15,000 円



※ロビンソンブラシは別売

関連商品

ロビンソンブラシ 平状 (ポリラピッド)

山羊毛 (白毛・グレー毛) 特有の柔らかさを利用し、補綴物のマージン部や裂溝まで研磨が可能。ジルコニア・金属・レジン・ポーセレンなどあらゆるマテリアルの艶出しに力を発揮。

ロビンソンブラシ 平状 グレー軟毛 品番 #113

一般医療機器 (医療機器届出番号 28B1X00005000043)

ジルコニア、ポーセレンに、
材質：山羊毛 (グレー毛)

種類：HP用のみ

サイズ：φ 15 mm

φ 17 mm

φ 19 mm

φ 21 mm

φ 23 mm

同一サイズ12ヶ入り/箱



ロビンソンブラシ 平状 白軟毛 品番 #112

一般医療機器 (医療機器届出番号 28B1X00005000071)

ハイブリッドレジンに、
材質：山羊毛 (白毛)

種類：HP用のみ

サイズ：φ 17 mm

φ 19 mm

φ 21 mm

φ 23 mm

同一サイズ12ヶ入り/箱

ジルコニア研磨使用例

ロビンソンブラシ #113 とジルコンプライドで研磨



Polirapido

高流動性、滑らかな表面 そして剥がれにくい。

DVA ダイスペーサー

追加塗布に手間取らない速乾約 15 秒

ポーセレンマージンにも最適

銀色、金色 6μ 青色、赤色 12μ

セット内容：ダイスペーサーボトル 16ml が **2本**
シンナー 1本



速乾・たれない・極薄被膜の分離剤と硬化剤

DVA マルチセパレーター & ダイコンディショナー



スティック形状
ピンポイントで塗布可能。

お取扱店

「売るためだけでなく、つくりだすため」

株式会社 茂久田商会 神戸市中央区港島南町4丁目7番5号
E-mail: info@mokuda.co.jp TEL: (078) 303-8241
http://www.mokuda.co.jp/ FAX: (078) 303-2151