


# 見たいところが、明るくハッキリ見える

# EP-LIGHT

1台2役 歯科検診ライト



## ■ グラスファイバーロッドをつけて口腔内観察に



根管口



う蝕



歯石確認・クラウンマージ部



クラック

## ■ 通常のペンライトとして訪問診療・検診用にも

ガラスファイバーロッドを外せば、通常のペンライトとして、ご使用いただけます。訪問診療・検診用に最適です。



1枚  
5円の  
経済性



## EP-LIGHT

イーピーライト

|  |                |
|--|----------------|
| 仕様   |                |
| サイズ  | LED 3W・1.5V    |
| 本体：長さ 115mm 直径φ 15mm<br>(ガラスファイバーロッドを含む全長 170mm) | 照度 10,000Lux   |
| 重さ 48g<br>(ファイバーロッド含む。ペンライト単体：38g)               | 連続使用時間 約 10 時間 |


セット内容  
・本体×1 ・ガラスファイバーロッド×1 ・単4電池×1  
標準価格 1セット 5,800円

■販売店名



プロテクトXと  
組み合わせてより  
便利に!!

光重合器のライトガイド用  
ディスプレイカバーとして  
「プロテクトX」  
500枚入 標準価格 2500円  
がお使いいただけます。  
※直径20mmまでのライトガイドに使用可能です。



[発売元]株式会社ビーエスエーサクライ TEL.052-805-1181 FAX.052-805-1182