

使わないのはもったいない
シリコン
使用量が **1/2** に!!

※チップ使用時フルで2～2.5g

口腔内注入チップ

バイトチップ

薄く均一に出るのでバ
イト材の大幅な節約が
可能です。

ミキシングチップ **S** ピンクと

L グリーンで

お使い頂けます。

商品コード	入数	標準価格
490113	50個	¥750 / バック(税別)

●届出番号:23B2X00017000124



1回あたりわずか **15円** で詰替え完了

つめカエルくん

少なくなったシリコンカート
リッジもこれで簡単に充填で
きます。



商品コード	種類	標準価格
490041	スターターキット リボンホルダー×5 / コネクター×5	¥500 / バック
490042	お徳用セット リボンホルダー×5 / コネクター×100	¥1,500 / バック

脱着しやすい蝶々ハンドル付のミキシングチップ

BSA

パピヨン



パピヨンは全メーカーのカートリッジでお使い頂けます。



●届出番号:23B2X00017000282

標準価格 各サイズ **690円**



技工用複模型用シリコン印象材 (付加型) テクニコーン

TECHNICON

NEW

優れた流動性により気泡が入りにくく練和性、細部再現性に優れています。

寸法変化は驚きの **0.01%** (24h) 高精度の複模型が製作頂けます。



計量に便利な
計量カップ付



混合比率	1:1
練和時間	30秒
作業時間	4分30秒
硬化時間	20～25分
ショアA硬度	20

■販売店名

商品名 テクニコーン
内容量 ベース・キャタリスト各 1kg×1
計量カップ×1
一般的名称 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料
届出番号 23B2X0001700289

標準価格

1箱 **7,800円**