

アルギン酸印象材がこびりついた 網トレーなど印象トレーの

# 清掃がより早く・簡単に

スプレー式 **強力** 分離材

BSA

# セパゾール 新発売



使用前に  
ネットに吹き

短い置き時間で  
ピッカピカ!!

網トレーに

フラスコに

林歯科商店の人気商品セパゾールが再び商品化されました。トレークリーナーへの浸透時間を大幅に短縮。短時間でトレーがキレイに!! だからトレーへのダメージも最小限で長持ちします。しかも清掃時間も短くなって効率UP。その他、埋没前のフラスコにシュッとひと吹きするだけで重合後の石こうを簡単に外すことができます。

- 用途**
- 印象トレーと印象材の分離に
  - 義歯重合フラスコと石こうの分離に
  - 咬合器のマウンティングプレートと石こうの分離に
  - プライヤー等のジョイント部の潤滑に

2021年4月で廃業の林歯科商店様 取扱い商品の一部を弊社で販売させて頂く事になりました。「PCセパレーター」「ホーム」「セパゾール」は林歯科商店の成分・配合・容量など全く同じものになります。



短時間で手間なくトレーが  
ピッカピカ  
売れてます

◆セパゾール

容量タップリ  
420g入

商品コード  
1058

標準価格 2,200 円

溶けるんです

スピード洗浄 + 除菌・消臭 もできてさらに、アルギン酸塩印象材の溶解スピード・溶解・軟化量共に 水1ℓ粉末50g 使用の場合  
トップレベルの性能!! でありながら トレーに優しい。清掃処理 がたっぷり できて

1回あたり  
75円~



粉末タイプ

900gボトル



1kg詰替用

印象材の大きなかたまりを除去したトレーを30分~1時間つけおきするだけ。除菌・消臭効果もあり簡単・安心。アルミ・真鍮・ステンレスすべてOK! 処理後の水洗いを充分に行ってくださいましたらトレーの変色はほとんど起こりません。

処理量が多い!!

トレークリーナー 印象材	A社	E社	C社	BSA 溶けルンです
A社	512g	101g	610g	795g
B社	497g	269g	648g	990g
C社	289g	127g	497g	709g
PH	8.0前後	8.0前後	8.0前後	7.0前後

トレークリーナー1000ℓあたりの処理能力(溶解・軟化量) ※濃度は各社指定濃度

商品コード	入数	標準価格
2030	900gボトル	¥1,800/本 (税別)
2031	1kg詰替用	¥1,600/バック (税別)

■販売店名



BSA [発売元]株式会社ビーエスエーサクライ

TEL.052-805-1181 email:contact@bsa-sakurai.co.jp