


ハミルライト



明るさ調整できます。



ライト点灯時



※ご使用のマウス直径55.7mm ± 0.3mmの範囲で取付可

Point. 1

ボリュームスイッチで光調整LEDライト。
ボリュームスイッチでON, OFFが出来明るさの調整が出来ます。
本体から200mm離れた処で最大 15,000 luxの明るさが取れます。
接続コードの長さは5,500mm。アダプターの長さは1,600mm。

口腔外照明



寸法W102・D111・H111 (mm)
口腔外吸引口に対応しています。
重量 210g
定格電圧 (AC100V~240V)
・商標登録：商標 5625464号
・特許申請中：特願 2013-129267号

口腔外マウス使用例



※本体セットにはアーム、マウスは含まれていません。

Point. 2

隅々まで届く明るさ。
口腔外マウスがワンタッチで着脱できます。
口腔外アームにも固定できます。

安心と信頼の歯科医療機械室専門メーカー

 株式会社 中央技研

〒470-2403 愛知県知多郡美浜町北方 1-55
TEL:0569-82-0817 FAX:0569-82-0816
営業所・北関東・東京・名古屋・大阪・九州
<http://www.chuo-giken.co.jp>

第二種医療機器製造販売業許可番号 23B2X00002 高度医療機器販売許可番号半保 1010010 医療機器修理業許可番号 23BS080011