

一目で分かる適正用量

フルオールゼリー 計量ブルーディッシュ


- ◆ フルオール・ゼリーの適正用量での使用のために！
- ◆ ブルーの背景で製剤が認識しやすい！
- ◆ 衛生的なディスポーザブルタイプ！

※ 1回2mL以内



【フルオール・ゼリー歯科用2%のほか、
下記の製品にも使用できます。】

- フルオール液歯科用2%
- サホライド液歯科用38%
- サホライド・RC液歯科用3.8%
- 歯科用TDゼット液
- 歯科用TDゼット・ゼリー
- キャナルクリーナー歯科用液10%
- ビーゾカイン歯科用ゼリー20%



1穴で0.5mLまたは1mLが計り取れます。
[ディッシュ内の中線まで充填で0.5mL]
[ディッシュ擦切まで充填で1mL]

品名	包装
フルオールゼリー 計量ブルーディッシュ	100枚 (25枚×4束)