


歯科用ダイヤモンドバー

マイジンガー ダイヤモンドFG“ショートシャンク”

高い切削力！全て天然ダイヤモンドにより作られています。



天然ダイヤモンド

人工ダイヤモンド

カラー	ダイヤモンド粒子	用途
G コース		107~181 μ m 粗研磨
ミディアム		64~126 μ m 標準的な研磨

■ 最大許容回転数

最大許容回転数の記載がある場合は、記載の回転数以下でご使用ください。

ISOサイズ	最大許容回転数 min ⁻¹
007-014	300,000
016	280,000

■ シャンクの長さ

FGS

全長 16.5mm 軸径 1.60mm

※全長は標準値であり器具の形態によって全長が異なることがあります。

■ 内容(入数)

製品5本入り

※ 眼の損傷を防ぐために、保護メガネなどで防衛してください。

販売名 歯科用ダイヤモンドバー
一般的名称 歯科用ダイヤモンドバー
(歯科技工用ダイヤモンド研削材)

分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060000043

 801 番手 シャンク <table> <tr> <td>801</td> <td>FG short</td> <td>010</td> <td>012</td> <td>014</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81087</td> <td>81088</td> <td>81089</td> </tr> </table>	801	FG short	010	012	014			81087	81088	81089	 805 番手 シャンク L mm <table> <tr> <td>805</td> <td>FG short</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81090</td> </tr> </table>	805	FG short	012			81090	 835 番手 シャンク L mm <table> <tr> <td>835</td> <td>FG short</td> <td>008</td> <td>009</td> <td>010</td> <td>012</td> <td>014</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81091</td> <td>81092</td> <td>81093</td> <td>81094</td> <td>81095</td> </tr> </table>	835	FG short	008	009	010	012	014			81091	81092	81093	81094	81095
801	FG short	010	012	014																												
		81087	81088	81089																												
805	FG short	012																														
		81090																														
835	FG short	008	009	010	012	014																										
		81091	81092	81093	81094	81095																										
 847 番手 シャンク L mm <table> <tr> <td>847G</td> <td>FG short</td> <td>014</td> <td>016</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81096</td> <td>81097</td> </tr> </table>	847G	FG short	014	016			81096	81097	 850 番手 シャンク L mm <table> <tr> <td>850</td> <td>FG short</td> <td>012</td> <td>016</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81098</td> <td>81099</td> </tr> </table>	850	FG short	012	016			81098	81099	 852 番手 シャンク L mm <table> <tr> <td>852G</td> <td>FG short</td> <td>016</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81100</td> </tr> </table>	852G	FG short	016			81100								
847G	FG short	014	016																													
		81096	81097																													
850	FG short	012	016																													
		81098	81099																													
852G	FG short	016																														
		81100																														
 858 番手 シャンク L mm <table> <tr> <td>858</td> <td>FG short</td> <td>014</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81101</td> </tr> </table>	858	FG short	014			81101	 862 番手 シャンク L mm <table> <tr> <td>862</td> <td>FG short</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81063</td> </tr> </table>	862	FG short	012			81063	 867 番手 シャンク L mm <table> <tr> <td>867</td> <td>FG short</td> <td>010</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81102</td> <td>81103</td> </tr> </table>	867	FG short	010	012			81102	81103	 885 番手 シャンク L mm <table> <tr> <td>885G</td> <td>FG short</td> <td>012</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>81104</td> </tr> </table>	885G	FG short	012			81104			
858	FG short	014																														
		81101																														
862	FG short	012																														
		81063																														
867	FG short	010	012																													
		81102	81103																													
885G	FG short	012																														
		81104																														

〔表記〕 上記の885GのFGS 012 製品は、製品番号 **DM885G**、シャンク **FGS**、サイズ(ISO No.) **012**、製品コード **81104** となります。
ご注文例は〔 **DM885G・FGS・012・(5入)・81104** を1点 〕とお知らせください。

■ お問い合わせとご用命は…

■ 製造販売元

ヘレウス クルツァー ジャパン 株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
札幌営業所 〒003-0825 札幌市白石区菊水元町五条2-9-1 TEL.090-7555-8560
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
名古屋営業所 〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
大阪営業所 〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-14 TEL.06-6233-2500
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 TEL.092-472-0720
フリーダイヤル：0120-230-331 (受付時間10:00~16:00/土・日・祝日を除く)

<http://www.heraeus-kulzer.co.jp/>

L16ME05-04-1301-30000DW