



オコクリーナー

歯牙エナメル質を傷つけることなく
プロフェッショナルな仕上げが可能です

セルフシャープニング

研削により、レジン基質を使い切った時、
14ミクロンのジルコンを豊富に含んだ
新しいファイバーガラスの部分が露出し、
研削効率を持続させます。

用途

- ◆ 歯牙表面の着色・ステイン除去
- ◆ 余剰セメントの除去
- ◆ スケーリング後の根面を滑沢化
- ◆ インプラントに付着した歯石の除去・メンテナンス
- ◆ コンポジット充填物の研削
- ◆ ブラケット除去後のボンディング材除去



無麻酔で大変敏感な歯肉縁下の操作が可能です。

術前

着色除去後



Oko Cleaner




オコクリーナー アソートキット

5タイプ1本ずつ(計5本) 品番 **ok000001** **¥2,800** (税抜)



No.1




No.2



No.3



No.4



No.5

オコクリーナー 単品 (5本入)

品番	ok000002	ok000003	ok000004	ok000005	ok000006
価格(税抜)	¥2,800	¥2,800	¥2,800	¥2,800	¥2,800