

歯科診療における 全身管理をサポートします。

このような先生にオススメ!

- ・高齢者や基礎疾患を有する患者さんの治療前・治療中のバイタル管理を行いたい
- ・外科治療の麻酔時に使用するバイタルモニターを導入したい
- ・訪問歯科診療時に携帯するコンパクトなバイタル測定器を探している
- ・バイタルデータを一般の医療機関と共有し、医科歯科連携に取り組みたい



心電図

自覚症状が出たらすぐに測定

30秒でカンタン測定



パルスオキシメータ

20秒で血中酸素濃度を測定

指を"そっと"添えるだけ



アプリケーション

測定結果がチェック可能

スマホ・タブレット、Windows PCで測定結果をチェックできます。
レポート形式出力・画像保存・メール送信などが可能です。



体温計

体温測定をもっと気軽に

たった2秒、
こめかみで体温を測る



こめかみから額にかけてスキャンするように測定します。



携帯型マルチヘルスマニタ

Checkme Pro B ADV

チェックミープロBアドバンス

定価 110,000 円 (税込)

医療機器認証番号：227AABZX00038000

選べる本体カラー 5色



アプリは無料で使用できます。

スマホアプリ：iOS10.0以降 (iPhone, iPad)

Android6.0以降

※アンドロイドの機種によっては

ご使用いただけない場合があります。

パソコンアプリ：Windows8.1以降



Checkme を知る!

チェックミーの使い方がYouTubeの三栄メディシスチャンネルで視聴いただけます。





オプション機能



チェックモニタ

心電図と動脈血酸素飽和度を同時にチェック

オプション品を使用することで、安定的に継続した心電図、血中酸素濃度の測定が可能のため、歯科医院での鎮静麻酔などを使用した手術時のモニタリングにご活用いただけます。



チェックミー本体に装着した「心電オキシアダプタ」に誘導コードとパルスオキシメータプローブを接続し、それぞれを体に装着します。チェックミーの画面に、常に心電図と動脈血酸素飽和度の状態を同時に表示します。(チェックミー本体が満充電時で連続最大10時間ほど)

※ 状態変化をお知らせするアラームなどの機能はありません。



チェックミーとBluetoothで接続します。「心電オキシアダプタ」がチェックミーに装着されている場合に使用が可能になります。アプリでは静止画や動画で記録を残すこともできます。

※ 状態変化をお知らせするアラームなどの機能はありません。

対応OS: iOS10.0以降 (iPhone, iPad) Android8.0以上

※ アンドロイドの機種によってはご使用いただけない場合があります。

※ iPhoneおよびiPadはApple社の商標です。

オプション品



【メッツ社製】

心電図用電極ホワイトセンサー WS/RT
50個入り / 600個入り

届出番号 13B2X00117000025



パルスオキシメータプローブ VP-01

届出番号 26B2X00004000020



シリコンケース

柔らかいシリコン素材でチェックミーを守ります。



誘導コード PC-02V

届出番号 26B2X00004000019
心電図用電極と組み合わせて使用します。



心電オキシアダプタ

届出番号 26B2X00004000021



装着イメージ

ストラップバンド

「シリコンケース」に取り付けることでワンタッチで腕に装着することが可能です。

販売元



株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所: 〒543-8691 大阪市天王寺区南河堀町6-35 TEL:06-6733-3333(代)

東京営業所: 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2 TEL:03-3835-2653(代)

九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21 TEL:092-575-6060(代)

URL: <http://www.momose-dm.co.jp/>

製造販売業者

三栄メディス株式会社 〒607-8116 京都市山科区小山镇守町14-1

TEL: 075-502-0066 FAX: 075-502-0068

販売名:ヘルスマニター Checkme Pro 医療機器認証番号: 227AABZX00038000

管理医療機器 特定保守管理医療機器 一般の名称:発作時心臓活動記録装置 パルスオキシメータ 皮膚赤外線体温計

お問い合わせ先