

FQ ファイル ラインナップ

保険適用品



FQ System.

FQ アソート SORT207

6 本入
作業長 25mm
標準医院価格 **9,800 円**

- FQ08L19-020
- FQ03L25-015
- FQ04L25-020
- FQ04L25-025
- FQ04L25-030
- FQ04L25-035



FQ オープナー .08

6 本入
作業長 19mm
標準医院価格 **9,800 円**



- FQ08L19-020

FQ グライダー .03

6 本入
作業長 21mm, 25mm
標準医院価格 **9,800 円**



- FQ03L21-015
- FQ03L25-015

※FQ グライダーは単回使用です

FQ ファイル .04

6 本入
作業長 21mm, 25mm
標準医院価格 **9,800 円**



- FQ04L21-020
- FQ04L25-020



- FQ04L21-025
- FQ04L25-025



- FQ04L21-030
- FQ04L25-030



- FQ04L21-035
- FQ04L25-035



- FQ04L21-045
- FQ04L25-045



- FQ04L21-055
- FQ04L25-055

FQ ファイル .06

6 本入
作業長 21mm, 25mm
標準医院価格 **9,800 円**




- FQ06L21-020
- FQ06L25-020



- FQ06L21-025
- FQ06L25-025



- FQ06L21-030
- FQ06L25-030




関連製品

Procodile Q

Procodile Q
NiTi レジプロケーションファイル
6 本入
作業長 21mm, 25mm
標準医院価格 **14,800 円**

▼詳しくはこちら



EnDrive エンドモーター



Bur Stand

バースタンド エンド用
30 本立 シルバー
サイズ (mm) 73x25x55
標準医院価格 **5,800 円**



※実物大ではありません
※オートクレープ滅菌可能
※薬事法適用外品

医療機器の分類：管理医療機器 特定保守管理医療機器 一般的名称：歯科用多目的治療用モーター 販売名：コメット エンドドライブ 認証番号：308AKBZX00034000



製造販売元
株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会


<https://www.momose-dm.co.jp>

お問い合わせは

コメット NiTi ロータリーファイル

FQ.

妥協なき切削力
世界が信頼する精度




医療機器の分類：管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル 販売名：コメット エンドファイル 認証番号：304AKBZX00023000

100 年の切削技術が導く形成シーケンス。確実な形成をシンプルに。 -Concise system-



Step by Step FQ.




01 世界が信頼する Komet
Reliable 贈る優れた切れ味

100 年以上の歴史を持つ切削のスペシャリスト、コメット社の技術が凝縮されたロータリーシステムです。精密に設計された刃部が、根管拡大形成の効率化を実現。「サクサク」と切り進む切削効率が、複雑な根管形態においてもストレスのないスムーズな操作感を提供し、精密かつスピーディーな治療を実現して臨床の質を一段階引き上げます。



02 ダブル S 断面が両立する
Efficient 高い切削性と排出性

鋭い切削角を持つ独自のダブル S 断面が、根管壁との接触面積を最小限に抑え、摩擦抵抗を軽減しながら高い切削力を発揮する。同時に確保された広いチップスペースが、デブリを効率よく冠側へ掃き出します。この優れた排出能により、根管内での目詰まりや操作エラーのリスクを低減し、短時間で清潔かつ低侵襲な根管形成を可能にします。



03 芯からしなやかに
Flexible 熱処理後に削り出す独自製法

コメット独自の「熱処理加工後に削り出す」製法により、素材の性質を芯から変え、ファイル全体に均一な柔軟性を付与しました。金属への加工ストレスを抑えることで、高い繰り返し疲労耐性を実現しています。芯から宿るこのしなやかさが、湾曲根管への高度な追従性を生み出し、ジッピングやレグなどの形成エラーを防いで安全な治療を支えます。

