


YAMAHACHI Fiber Post

ヤマハチ ファイバーポスト

HT (高透過タイプ)

SP (アンダーカット付与タイプ)



ヤマハチファイバーポストに
新たに加われました。
HT (高透過タイプ) SP (アンダーカット付与タイプ) が

NEW! ヤマハチ ファイバーポスト HT (Cytec Pro eco)



高透過タイプを追加。
従来品同様に
保険適用となります。

薬事情報

ヤマハチ ファイバーポストHT
管理医療機器
医療機器認証番号 228AFBZX00094000
歯科根管ポスト成形品キット

NEW! ヤマハチ ファイバーポスト SP (Cytec Pro)



高透過+アンダーカット付与タイプ
自由診療向け製品を
新たにラインナップ。

薬事情報

ヤマハチ ファイバーポストSP
管理医療機器
医療機器認証番号 228AFBZX00094000
歯科根管ポスト成形品キット


YAMAHACHI Fiber Post series

高透過

ヤマハチ ファイバーポスト



ヤマハチ ファイバーポストHT
ヤマハチ ファイバーポストSP



従来品と比較し、HT・SPは光の透過性が向上しました。レジンをより確実に重合硬化いたします。

シラン処理不要



微細な表面構造がレジンを確実に保持するため、シラン処理なしでも強固な維持力を発揮します。

曲げ強さ

規格 (mm)	曲げ強さ (MPa)
φ 1.0	1,100
φ 1.2	1,194
φ 1.4	1,282
φ 1.6	1,364
φ 1.8	1,446
φ 2.1	1,678

高強度ガラス繊維の高い曲げ強さと、象牙質に近い弾性挙動で歯根構造の安定性を最適化します。

規格ラインナップ

商品名	サイズ						保険適用	アンダーカット
	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1		
ヤマハチ ファイバーポスト (Cytec eco)	○	○	○	○	○	○	○	無
ヤマハチ ファイバーポスト HT (Cytec Pro eco)	○	○	○				○	無
ヤマハチ ファイバーポスト SP (Cytec Pro)	○	○	○				×	有

ポストのサイズはすべて同様のため、各種ドリルはそのまま共用可能です。

規格 (mm)	全長 (mm)	先端部外径 (mm)
φ 1.0	20	0.5
φ 1.2	20	0.6
φ 1.4	20	0.8
φ 1.6	20	0.9
φ 1.8	20	1.0
φ 2.1	20	1.2

ヤマハチ ファイバーポスト ドリルシリーズ



■ガイドドリル

(単位: mm)

全長	刃部長さ	刃部外径
32	5	0.95

<寸法> 軸部直径:2.35mm
<包装単位> 1本入/パック
<標準価格> ¥3,000 (税別)



■カットドリル

(単位: mm)

全長	刃部長さ	刃部外径
31.5	4.5	0.95

<寸法> 軸部直径:2.35mm
<包装単位> 1本入/パック
<標準価格> ¥3,000 (税別)



■ポストドリル

<寸法> 軸部直径:2.35mm
<包装単位> 1本入/パック
<標準価格> ¥3,000 (税別)

種類	全長	刃部長さ	刃部外径	カラー
φ 1.0mm	32	11	1.1	赤
φ 1.2mm	32	13	1.3	白
φ 1.4mm	32	13	1.5	黄
φ 1.6mm	32	13	1.7	緑
φ 1.8mm	32	13	1.9	青
φ 2.1mm	32	13	2.2	黒

ヤマハチ ファイバーポスト (Cytec eco)



<セット>

内容量	カットドリル	1本
	ガイドドリル	1本
	ポストドリル	各1本
	ポスト	各5本

<標準価格> ¥48,000 (税別)



<単品>

サイズ(φ/mm)	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.1
内容量	5本入 / パック

<標準価格> ¥5,600 (税別)

ヤマハチ ファイバーポストHT (Cytec Pro eco)



<単品>

サイズ(φ/mm)	1.0 / 1.2 / 1.4
内容量	5本入 / パック

<標準価格> ¥6,000 (税別)

ヤマハチ ファイバーポストSP (Cytec Pro)



<単品>

サイズ(φ/mm)	1.0 / 1.2 / 1.4
内容量	5本入 / パック

<標準価格> ¥9,000 (税別)

※ご注文 & お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。
●ご用命は…



製造販売元

山八齒科工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL (0533) 57-7121 FAX (0533) 57-1764

Home Page <https://yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp