

NEW

OptraSculpt® Pad

充填用インスツルメント オプトラスカルプト パッド

ベタつきはレジンが原因？

圧痕知らずの

時間短縮 インスツルメント





ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

OptraSculpt® Pad


充填用インストルメント オプトラスカルプト パッド

オプトラスカルプト パッドは、片側にパッドを装着し使用する、コンポジットレジン充填用インストルメントです。成形時にレジンがベタつかず、表面に圧痕が付きにくいので、簡単・スピーディーにコンポジットレジン修復ができます。



リファレンススケール 1

歯牙幅径を計測できます。反対側同名歯の幅径を参考にする時などに便利です。



リファレンススケール 2

エビデンスに基づく、審美修復のガイドです。修復箇所を特定できるので、治療計画が立てやすくなります。

ステップ



通法に従い、修復部位を処理後、コンポジットレジンを充填



オプトラスカルプトパッドで成形



研磨(写真はオプトラポリ)



完成

特長

- ・レジン離れが良く、ベタつきません。
- ・柔軟性があり、形態に合わせてしなやかにフィットします。
- ・滑らかで均一な面を簡単に得られ、充填・仕上げ・研磨時間を短縮できます。
- ・Ⅲ級、Ⅳ級、Ⅴ級修復や直接法ベニア修復に適しています。




この製品は、Direct Restoratives (直接修復) に分類されます。この製品群は直接修復法を網羅しています。各製品はそれぞれバランス良く組み合わせられており、診療を成功に導きます。

製品内容

オプトラスカルプト パッド

アソートメント	639791AN	1 セット
インストルメント	646004AN	1 本
ø4mm	639792AN	60 個 × 1
ø6mm	639793AN	60 個 × 1



一般的名称：歯科用練成充填形成器 / 販売名：オプトラスカルプト パッド / 届出番号：13B1X10049IV0033 / 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24
TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

有限会社 マルヤマ歯科商店

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

PR1033B01