

2011/6/21  
New


## YDM New Product

## エクスケーター CDR

## Carios Dentin Removal

NEW  
Productコード No.101055  
標準価格 各 ¥4,500

◀ MIを追求した、う蝕象牙質除去器 ▶  
新設計により、効率よく、確実なう蝕象牙質の除去が可能になりました。



兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 清水明彦先生ご考案  
文献「日本歯科理工学会誌 Vol.29 No.6」  
「日本歯科評論 2011年3月号」掲載

## Point ① 効率的-!

#1・#2

ぐるっと  
刃付け 300°刃付け範囲が広いから、  
効率良くう蝕象牙質を  
除去できます。

## Point ② 清潔-!

#1・#2

首もとがなだらかな形状だ  
から、一拭きで確実に削片  
が除去でき、清潔です。

## Point ③

## Point ③ 確実除去-!

エナメル象牙境に残るう蝕  
象牙質を、エナメル質を傷つ  
けずに確実に除去できます。

保存

※ハンドル/材質 Si 耐熱温度 260℃

医療機器届出番号 11B1X1000662D309 一般的名称 歯科用切削器

## 無歯顎用トレー

NEW  
Productコード No.151367  
標準価格 各 ¥2,200

◀ 日本人の顎堤にフィットする形状 ▶  
精密な印象採得ができます。



上顎用		下顎用		カラーリング
品名	サイズ/a × b	品名	サイズ/a × b	
#UA	73 × 62mm	#LA	78 × 62mm	黄色
#UB	69 × 57mm	#LB	76.5 × 59mm	赤色
#UC	66 × 56mm	#LC	75 × 54mm	青色
#UD	62 × 52mm	#LD	65.5 × 51mm	緑色

※カラーリング/材質 Si 耐熱温度 260℃

医療機器届出番号 11B1X1000668D109 一般的名称 歯科印象採得用トレー

## スペイシー咬合器 スマート

NEW  
Productコード No.101737  
標準価格 ¥37,400

◀ フルバランス・オクルージョンの総義歯製作に ▶  
満足度の高い総義歯製作を実現。



## 仕様

付属品  
切歯指導板 15°・20°  
(10°は咬合器に装着されています。)

別売品  
フェイスボー タイプ 2  
コード No.101736  
標準価格 ¥24,200

上下顎フレーム間距離	94mm
ボンフィル三角の一辺	110mm
矢状顎路傾斜角	-10° ~ 35°
側方顎路角 (ベネット角)	0° ~ 20°
前方運動調節	0 ~ 5mm
バックウィル角	20°
切歯路角	前方... 10° 15° 20°
	側方... 10° 15° 20°

医療機器届出番号 11B1X1000668D008 一般的名称 歯科用咬合器  
医療機器届出番号 11B1X1000668D201 一般的名称 歯科用顔弓

## レジン充填形成器 DLC *Diamond Like Carbon*


NEW Product

コード No.151383  
標準価格 各 ¥4,800

◀ **ダイヤモンド ライク カーボン (DLC) コーティング** ▶  
表面が滑らかで、レジン離れが良く、操作性に優れています。また、高硬度で丈夫です。

◀ **ヘラの厚さ 0.2mm!** ▶

適度にしなりがある為、形成がしやすく、歯間部や歯肉溝への挿入が容易です。




## レジン充填形成器 DLC ポイント式


NEW Product

コード No.151384  
標準価格 各 ¥5,100(3 入)

◀ **先端交換式** ▶  
劣化した先端のみ交換ができるので、経済的です。



【ハンドル】 標準価格 各 ¥2,500



医療機器届出番号 11B1X1000665D621 一般的名称 歯科用充填器

医療機器届出番号 11B1X1000634D004 一般的名称 ナイフハンドル  
医療機器届出番号 11B1X1000634D005 一般的名称 ナイフハンドル

## 持針器 マチュースフト曲

NEW Product

コード No.151385  
標準価格 ¥28,600

手指への負担が少ない ▶ **柔らかいラチェット** ▶

掌の中で回転しやすい ▶ **スリムなハンドル** ▶

**先端部 超硬付**

- 針や糸をしっかりキャッチ!
- 摩耗しにくいから、長持ち!



※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。  
※掲載製品の標準価格は、2011年6月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。  
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

資源保護のため、リサイクルしやすい大豆インクを使用しています。



製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 本社 営業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525  
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161  
http://www.dental-plaza.com/