


# GPリムーバー スピアー

もり  
銚状の先端形状により、根管内に残存する細かな  
ガッタパーチャを効率よく除去

## Point Type

ポイント式GPリムーバー



# マイクروسコープやルーペなど拡大鏡下で確認できる 根管内の微細なガッタパーチャもしっかり除去




マイクروسコープを用いた治療において、根尖付近で十分に除去しきれなかったガッタパーチャが可視化できるようになりました。

「GPリムーバー スピアー」は不必要に歯質を切削することなく、残存したガッタパーチャを効率よく除去できます。

<臨床写真ご提供>  
中館憲治先生/なかだて歯科(東京・品川区開業)

## 持ちかえる必要がない360°の刃部


インスツルメントの先端には360°刃がついています。刃部のどの部分からでもガッタパーチャを掻き出し除去する事ができるので、持ちかえずに作業ができます。



## 交換できるポイント式

刃部は消耗品のためポイント式にし、経済的に使用できます。先端径はマイクروسコープ使用時に適したφ0.3mm、φ0.5mmのサイズ、ルーペまたは裸眼時用のφ0.7mmサイズを取り揃えています。


### ガッタパーチャリムーバー GPリムーバー スピアー(ポイント式)




標準価格 3,300円 151215

規格	先端径 × 作業長	先端形状
0.3S	φ0.3 × 21mm	シングル
0.3L	φ0.3 × 28mm	
0.5S	φ0.5 × 21mm	ダブル
0.5L	φ0.5 × 28mm	
0.7S	φ0.7 × 21mm	ダブル
0.7L	φ0.7 × 28mm	

先端形状



作業長



- 販売名 GPリムーバー スピアー
- 一般的名称 歯科用起子及び剥離子
- 医療機器届出番号 11B1X1000642D032
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

### 関連製品

ハンドル(ポイント式用)  
P-Cハンドル(6mm径)

標準価格 2,500円 101703

- 販売名 P-Cハンドル
- 一般的名称 ナイフハンドル
- 医療機器届出番号 11B1X1000634D005
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)



※P-A、P-B、P-Fハンドルにも使用できます。

構成例



GPリムーバースピアー-05S 3,300円 + P-Cハンドル 2,500円 + GPリムーバースピアー-05L 3,300円 合計価格 9,100円

有限会社 マルヤマ歯科商店

●標準価格の後のGケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2012年11月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

製造販売 株式会社YDM  
埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042

発売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161

www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB No.M207.1781-1-000.1211.65.792G-10