

研磨・研削材料 ダイヤモンド砥粒子配合



# ピュア Kポイント & ピュア ダイヤモンドペースト

## 中研磨 / 微調整



中研磨 (荒目)	中研磨 (中目)	中研磨 (細目)
D80	D120	D320
サイズ (作業部) 5.0×12 mm	推奨回転数 6,000 ~ 10,000 回 / 分	最高許容回転数 30,000 回 / 分

※作業部分のカラーは予告なく変更する場合がございます



●ハンドピース装着イメージ

## 艶出し研磨



研磨後

## 関連商品



7種類

中研磨、艶出し研磨前の形態修正にオススメです。

販売単位：同形態 1p / 箱

NEW

## ピュア Kポイント

一般医療機器 医療機器届出番号 23B2X00033000091

- ・ジルコニアの中研磨用
- ・規格は3タイプ  
(規格数値は粒子の数 (大きいほど細かい))
- ・微調整しやすい砲弾型

規格：D80/D120/D320

標準価格 (1本入)

**2,000 円**

NEW

## ピュア ダイヤモンドペースト

一般医療機器 医療機器届出番号 23B2X00033000090

- ・ジルコニア、陶材、ハイブリッド硬質レジンを素早く艶出し
- ・最後まで研磨ブラシにつけやすい容器形状

標準価格 (20g 入)

**9,500 円**

## ピュア セラダイヤモンドHP

一般医療機器 医療機器届出番号 23B2X00033000074

(総合カタログ 33 頁)

形状番号	CD221-3	CD202-3	CD212-3	CD006-3	CD011-3	CD231-3	CD007-3
長さ×幅(mm)	2.5×5	12×5	10.5×4	2×16	1.5×16	2×12	3.5×16
MAX.RPM	15,000	12,000	15,000	12,000	12,000	12,000	12,000
標準価格	¥1,800	¥2,600		¥4,000			¥5,000

## ●取扱店

## 株式会社 クエスト

〒475-0946

愛知県半田市横山町157-1

電話 0569 (27) 7017

FAX 0569 (27) 5998

http://www.quest-pure.com 2013.07 版