




CAD/CAMによる切削加工用ワックス

# ワクシーディスク

レギュラー・ハード・フレキシブル

良好な切削を有し焼却後の残りがすをほとんど出しません。  
操作性にも優れ、切削後の加工が容易です。



[ワクシーディスク レギュラー]  
一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス  
医療機器届出番号 23B2X00033000097

規格No.	径	厚
14	98 mm	14 mm
16		16 mm
17		17 mm
20		20 mm
22		22 mm

色調：青色

[ワクシーディスク ハード]  
一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス  
医療機器届出番号 23B2X00033000098

規格No.	径	厚
14	98 mm	14 mm
20		20 mm
22		22 mm

色調：青色



[ワクシーディスク フレキシブル]  
一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス  
医療機器届出番号 23B2X00033000099

規格No.	径	厚
14	98 mm	14 mm

色調：緑色

標準価格  
(1枚/箱) **3,000 円**

※使用の注意

クリストバライト系埋没材を使用する場合は、急速（急激）な加熱は避けて下さい。  
ワックスパターンはある程度の間隔（1mm以上）を空けて植立して下さい。

## ●取扱店

## 株式会社 クエスト

〒475-0946

愛知県半田市横山町157-1

電話 0569 (27) 7017

FAX 0569 (27) 5998

<http://www.quest-pure.com>

2013.09版