

NEW

AccuDent® XD

高品質な義歯製作用印象材 アキュデント XD



シリンジ&トレーで採る、

高品質 な義歯用印象材



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

AccuDent® XD

高品質な義歯製作用印象材 アキュデント XD

BPS®* のコンセプトに沿った印象採得に不可欠の印象材

アキュデント XDは、粘度や流動性が異なる2種類の印象材が用意されています。相性が良いトレー材とシリンジ材を組み合わせ使用し、それぞれの特長を活かした高精度の印象が採れます。

BPS®* 等、自由診療のデンチャー製作に適した印象材です。

* Ivoclar Vivadent と、ヨーロッパの歯科大学や開業医が共同で開発した、高品質な義歯製作システムです。



特長

- ・ シリンジ材はチクソトロピー性があり細部再現性に優れ、トレー材は流れにくくなっています。
- ・ 気泡が入りにくく、取り扱いが容易で、材料間の境目が出にくい印象材です。
- ・ トレー材は練和が完了すると色が変化し、口腔内にセットするタイミングが分かりやすくなっています。
- ・ 1回分が個包装になっており、専用のカップで水量も簡単に計測できます。
- ・ アキュデント シリンジをお使いの方は、印象材のみで簡単に導入できます。



シリンジでの使用に適した特性を持っています。



材料の境目が出にくくなっています。

	シリンジ材	トレー材
混水比(粉/水)	9g / 21 mL	24g / 44 mL
練和時間	45 秒	
操作時間(練和を含む)	2 分	1 分 30 秒
硬化時間	3 分 45 秒	2 分 45 秒

※水温23℃

製品内容 / 関連製品

Fixed Prosthetics

アキュデント XD シリンジ マテリアル

673470 9g × 12

アキュデント XD トレー マテリアル

673471 24g × 12

アキュデント XD カップ

679888 1個 計量用カップ

アキュデント XD トライアルキット

各1セット 熱可塑性のトレー(単回使用)を合わせたセット

(680736) 有歯顎 (680735) 無歯顎

製品番号が() 書きの製品は、お取寄せ品となります。

アキュデント シリンジ(35cc)

NA820040 1本

アキュデント XD フィンガーグリップ

679889 1個 シリンジ用グリップ

アキュデント XD チップ

各2個×1 有歯顎用シリンジ先端

679891 ソフト 679892 ミディアム

アキュデント XD アクセサリーキット

679893 シリンジ2本、グリップ2個、チップソフト2個、カップ1個



一般的名称：歯科用アルギン酸塩印象材 / 販売名：アキュデント XD / 認証番号：228AGBZX00044000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PR0235B01

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation