## OR/IST/IR



オーラスター<sup>®</sup> 1.0ST [歯科用局所麻酔剤 1.0mL カートリッジ専用]













## オーラスター<sup>®</sup> 1.0ST <u>III</u> [歯科用局所麻酔剤 1.0mL カートリッジ専用]



	仕	様			
セット内容	本体 (駆動部本体):1	注入速度 (目安)	High (速い)	約60秒/1.0mL	
	カートリッジホルダ:2		Middle (中間)	約100秒/1.0mL	
	保護キャップ:1		Low (遅い)	約200秒/1.0mL	
	置き台:1		・ 【イッチで設定されたHigh (速い) 、		
	単4形電池:2	Middle (中間)、又はLow (遅い) で注入されます。			
	添付文書:1				
	取扱説明書:1				
	保証登録カード:1		寸法	重量	
医療機器 認証番号	224AFBZX00156000	本 体	D42×W174×H95 (mm)	約245 <sup>(g)</sup>	
		カートリッジ ホルダ	長さ:約66 (mm)		

EMC適合 IEC規格 IEC60601-1-2:2001+A1:2004、CISPR11:2003+A1:2004 Group1 ClassBに適合

## オーラスター<sup>®</sup> 1.8ST **型** [歯科用局所麻酔剤 1.8mL カートリッジ専用]



	仕	様			
セット内容	本体(駆動部本体):1	注入速度(目安)	High (速い)	約108秒/1.8mL	
	カートリッジホルダ:2		Middle (中間)	約180秒/1.8mL	
	保護キャップ:1		Low (遅い)	約360秒/1.8mL	
	置き台:1	※速度切替スイッチで設定されたHigh(速い)、			
	単4形電池:2	Middle (中間)、又はLow (遅い) で注入されます。			
	添付文書:1 				
	取扱説明書:1				
	保証登録カード:1		寸法	重量	
医療機器 認証番号	224AFBZX00155000	本 体	D42×W194×H95 (mm)	約250 <sup>(g)</sup>	
		カートリッジ ホルダ	長さ:約86 <sub>(mm)</sub>		

※仕様・外観等は予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。



TEL: 0120-369-873 (月~金曜日 9:00~17:30/祝祭日・当社休日を除く) http://www.showayakuhinkako.co.jp