

この形には理由がある。



ORA® Injection Syringe

オーラ® 注用

[1.0Aシリンジ]
 [1.0Bシリンジ]
 [1.0Cシリンジ] 吸引タイプ
 [1.8Dシリンジ]
 [1.8Eシリンジ] 吸引タイプ

一般医療機器

機械器具48 / 注射筒 歯科麻酔用注射筒 / JMDN 35969000



オーラ®注用
 「1.0Aシリンジ」
 [医療機器届出番号]
 13B1X1016000041



オーラ®注用
 「1.0Bシリンジ」
 [医療機器届出番号]
 13B1X1016000042



オーラ®注用
 「1.0Cシリンジ」吸引タイプ
 [医療機器届出番号]
 13B1X1016000043



オーラ®注用
 「1.8Dシリンジ」
 [医療機器届出番号]
 13B1X1016000044








オーラ®注用
 「1.8Eシリンジ」吸引タイプ
 [医療機器届出番号]
 13B1X1016000045



株式会社 ジーシー昭和薬品

5タイプのオーラ[®]注用シリンジ ORA[®] Injection Syringe

オーラ[®]注用 「1.0Aシリンジ」	オーラ[®]注用 「1.0Bシリンジ」	オーラ[®]注用 「1.0Cシリンジ」 吸引タイプ	オーラ[®]注用 「1.8Dシリンジ」	オーラ[®]注用 「1.8Eシリンジ」 吸引タイプ
手になじみやすく 操作性アップ!!	コンパクトな、 手のひらサイズ!!	操作性にすぐれた 吸引タイプ!!	手になじみやすく 操作性アップ!!	操作性にすぐれた 吸引タイプ!!
 126mm	 109mm	 172mm	 141mm	 147mm

[シリンジ別特徴一覧]

特 徴	1.0A	1.0B	1.0C	1.8D	1.8E
二段の曲面を生かした把持翼を有することで、少ない力でバランス良く安定した操作ができます。また、手にやさしいフィット感もあります。	○	○	○	○	○
精度が高く、シンプル(すっきり感)で滑らかな操作性です。	○	○	○	○	○
先端口金は、曲面加工でやさしい感触です。	○	○	○	○	○
全長を短くしたことにより、手のひらに隠すことができ、患者の恐怖感を軽減できます。	—	○	—	—	—
工夫された螺旋鈎(フック)のためカートリッジのゴム栓へのくい込みや取り外しが容易です。注入及び吸引の際、親指に負担がかからないようリング状レバーの形態を工夫しました。	—	—	○	—	○
「オーラ [®] 注歯科用カートリッジ1.0mL」に対応。	○	○	○	—	—
「オーラ [®] 注歯科用カートリッジ1.8mL」などに対応。	—	—	—	○	○

警告

- 1.本器具は患者ごとに洗浄・滅菌すること。
- 2.針やカートリッジは、患者ごとに交換すること。

禁忌・禁止

- 1.本器具を二次的加工(改造)しないこと。
- 2.劣化や異常が見られた場合は、本器具の使用を中止すること。
- 3.注射針の取り付けは、カートリッジ装填後に行うこと。[液漏れが発生することがある。]

包装

各1本入り

形状・構造及び原理等、使用目的又は効果、使用方法等、使用上の注意等の詳細は電子化された添付文書をご参照ください。
添付文書の改訂にご留意ください。



製造販売元 (お問い合わせ先)

株式会社 ジーシー昭和薬品

東京都板橋区連沼町76番1号

TEL:0120-648-914

(受付時間) 9:00~17:30(土・日・祝日・弊社休日を除く)

ORG48M01L
2023年4月(G-2304PW)