

歯科切削加工用レジン材料

京セラがお届けする、CAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック

CeraFine[®] S

[保険適用]^{*1}

CeraFine[®] H

[保険適用]^{*2}



- ※1. CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の小白歯にご使用いただけます。
- ※2. CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の大白歯にご使用いただけます。


カラーバリエーション

シェード	A2	A3	A3.5
CeraFine S・H 単色			


※当パンフレットに掲載の製品画面・画像等は印刷物につき、実際の色調とは異なります。
 ※ご使用に際しましては、添付文書を必ずお読みください。
 ※保険適用は、ハイブリッドセラミックでかつ、小白歯で使用する場合に限りです。

研磨性

ナノサイズフィラーを細密充填することにより、平滑な研磨面を形成でき研磨性に優れます。




製品特長




3点曲げ試験

CAD/CAM冠用材料の基準値、タイプ(H)では160MPa。37℃水中浸漬7日間後の3点曲げ強さがCeraFine Sは基準値を満たしていることがわかります。




ピッカース硬さ試験

CAD/CAM冠材料の基準値を満たしておりま。



フィラー含有量

シラン処理剤をフィラー全面に均一にコーティングすることでCeraFine Sがフィラー充填率を高めました。




耐着色性

高圧成形の下で高度に加熱重合しているため、耐着色性に優れています。

データ提供：株式会社 カム・ネット

寸法および物性



■ 寸法

サイズ	種類	寸法 (mm)
S	a	10
	b	12
	c	15
M	a	14.5
	b	14.5
	c	18
14M	a	12
	b	14
	c	18

■ 物性

項目		CeraFine S	CeraFine H
曲げ強度 (MPa)	3点曲げ (乾式)	230	280
	3点曲げ (水中浸漬7日間)	190	260
	ビッカース硬さ (HV0.2)	85	100
蛍光性		あり	あり
造影性		あり	あり

商品コード	商品名	サイズ	包装
BCDM17900	セラファインS A2	S	5個入
BCDM17901	セラファインS A3		
BCDM17902	セラファインS A3.5		
BCDM17903	セラファインS M A2	M	
BCDM17904	セラファインS M A3		
BCDM17905	セラファインS M A3.5		
BCDM17906	セラファインH 14M A2	14M	
BCDM17907	セラファインH 14M A3		
BCDM17908	セラファインH 14M A3.5		

■ 販売名：セラファインS

■ 販売名：セラファインH

■ 医療機器認証番号：302AFBZX00052A01

■ 医療機器認証番号：302AFBZX00037A02

発売元

京セラ株式会社
メディカル事業部

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501
Tel: 075-778-1982 Fax: 075-778-1983

事業部サイト



finesia.world



デンタル製品ネット販売



デンタル製品ネット販売
www.kyocera-dental.com

東京事業所	東京都港区三田三丁目5番19号(住友不動産東京三田ガーデンタワー23階) 〒108-8316	Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
大阪事業所	大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003	Tel: 06-7178-1898 Fax: 06-6350-8157
札幌営業所	札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001	Tel: 011-555-3288 Fax: 011-281-6525
名古屋営業所	愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20-17(KDX桜通ビル8階) 〒460-0002	Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京事業所となります。		
岡山営業所	岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826	Tel: 086-803-3625 Fax: 086-225-2289
九州営業所	福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013	Tel: 092-452-8148 Fax: 092-452-8177

製造販売元 株式会社 カム・ネット 〒578-0903 東大阪市今米1-17-12 TEL.072-966-4180 FAX.072-963-4182

当パンフレットに記載の情報は2023年8月時点のものです。
当パンフレットについては、無断で複製、転載することを禁じます。
「CeraFine」(ロゴ)は、京セラ株式会社の登録商標です。

© 2023 KYOCERA Corporation
181105M [D-150-3] 015662