

歯科用患者エプロン PDA-18

成人・小児兼用タイプ

表面



裏面



ええっ!?
面ファスナーなし!?

面ファスナーで患者さんの衣類を
傷付ける心配がありませんよ!!



面ファスナー
(当社SDA-18)




Q : 面ファスナーがないのに
どうやって着用するの?

Q : 腕が上がらない僕でも
着ることができるかな?



A : 裏面に滑り止め加工(実用新案登録済)をしてあるから
肩に掛けるだけで簡単に着用できるよ!!



パノラマ撮影の場合は
前後逆に着用してね!!



その他の特長

撮影しやすい

前身頃と後身頃の継ぎ目がないため、
防護衣が肩から浮き上がりず体にフィット

手入れしやすい

表面生地に付着物を落としやすいフッ素コーティング加工

清潔


表面生地に抗菌加工(抗菌製品技術協議会SIAA登録済)

安全

裏面生地に内部遮へいシートの状態を目視での確認が
可能となるスケルター加工(特許取得済、意匠登録済)

※スケルター加工の詳細はこちらから

ホームページ> 製品カタログ> 刺繍・動物キャラクター加工、スケルター



製品情報

規 格 番 号 : PDA-18

希 望 小 売 価 格 : 26,000円(税抜価格)

着 丈 : 66cm

前 幅 : 50cm

重 量 : 0.9kg 約47%軽量化^{※1}

鉛 当 量 : 0.175mmPb

カ ラ ー : グリーン

付 属 品 : 専用ハンガー

ク ラ ス 分 類 : クラスI(一般医療機器)

一 般 的 名 称 : 放射線防護用前掛

J M D N コ ー ド : 38355000

製 造 販 売 届 出 販 売 名 : HAGROMO ソフrait

製 造 販 売 届 出 番 号 : 13B3X00111001031

J A N コ ー ド : 4580471460078

※1 当社SDA-18比較値

ホームページ> WEB先行情報> 歯科用患者エプロン



株式会社 **マエダ**

<https://maeda-hagoromo.com>



医療機器製造業登録番号: 13BZ005012

第三種医療機器製造販売業許可番号: 13B3X00111

類別: 機械器具11 放射線障害防護用器具

クラス分類: 一般医療機器(クラスI)

特定保守管理医療機器: 非該当

一般的名称、製造販売届出販売名・届出番号、型式は、各製品毎に記載。

営業部・経理部・工場

TEL.03-3880-8881 FAX.03-3880-8884

〒123-0845 東京都足立区西新井本町5-4-12

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷3-11-9 TEL.03-3811-7315

E-mail: info@kk-maeda.com

記載の製品は、予告なく仕様その他を変更することがあります。

記載の価格には、消費税、荷造運送費などは含んでおりません。別途申し受けます。

※本カタログの無断転載を固く禁じます。

カタログに記載している各製品の重量は、表示の鉛当量での製品重量を算出し、
表示桁数未満を四捨五入したものです。製品比較検討の目安としてお使いいただけることを
目的として表示しております。完成品の重量にはバラツキもあります。

本カタログは2019年10月現在のものです(2020年1月一部修正)。

取扱店