




## 口腔内チェックアップ用ライト

# SP Light

スプライト  
Search the Problem



白色ライト  
モード

特定波長  
モード

**成熟  
プラーク** を  
**可視化\***

**レジン** など  
充填物を  
**識別**

**う蝕病変**  
の  
**可視化\***

細菌の代謝産物〔ポルフィリン〕に特定波長の光を照射すると蛍光を発光  
この原理〔光誘導蛍光定量法〕を応用したのが SP Light

※ 当製品は、各種診査・診断の補助具であり、治療方針や処置内容を決定するものではありません

### ■ ラインナップ は2種類


#### SP Light (歯科医療従事者向け)



- ・ 焦点調節が可能
  - ・ 白色&特定波長の2モードでの照射
- 院内、往診でご活用

販売するSP Lightはシルバー色・簡易防湿で消毒可能・充電式

#### Dental Light (患者さん用)



- SP Lightに採用している特定波長モードのみ照射
- 患者さんへの販売やプレゼントにご活用頂けます

### ■ 使用方法

特定波長モードで照射 ⇒ 成熟したプラーク・CR・う蝕病変を可視化



成熟したプラークが蛍光を発するため、歯垢染出し液の結果とは一致しません

こんな使い方されています！💡

- ・ 初診時の検査・指導の際に…
- ・ 衛生状態の悪い方への動機づけ
- ・ 往診や介護現場でのケア指導
- ・ 学校検診・企業検診に活用
- ・ 医院の洗面台にさりげなく…

# 口腔内チェックアップ用ライト SP Light

OralStudio  
recommend

より詳しい情報は  
OralStudio  
で公開中



SP Light 1本 : 8,800円 (税込)



簡易防水で消毒可能、充電式で経済的に運用  
写真は開発中のデザインで、製品はシルバー色

Dental Light 10個セット : 8,800円 (税込)



患者さん向け希望小売価格 : 1,100円 (税込) / 1個  
くまモン認定製品です

## ■ オンラインショップ 以下のQRコードよりご注文



オンライン注文に限り  
通常1,000円の送料・手数料が無料



## ■ FAX 011-787-0034 へFAX

		ご注文日	年	月	日
貴施設名		TEL			
〒・ご住所					
メール	納期はメールで ご連絡致します				
ご注文内容	SP Light ( ) 本、 Dental Light ( ) セット				

ご注文毎に送料・手数料として1,000円発生致します  
ご注文月の翌月に**ご請求書**を(株)デンタルアローより**送付**致しますので、ご対応ください

現在、多数のご注文を頂いており、発送までしばらくお時間を頂く可能性がございます、何卒ご容赦ください。