



常温重合レジン用筆  
レジン用筆 ロゼ

# 本格派設計

# 一度使えば分かる

イタチ毛  
100%

希少な筆が待望の復活。  
化粧筆ブランドが手掛ける、職人手作りの本格筆。

## イタチ毛の良さとは？

押してもすぐ戻る「コシ」と、先端が自然にまとまる「収束性」の特長を有しています。

## レジン用筆 ロゼ

毛先がしなやかにまとまり、思い通りの築盛が可能。



常温重合レジンの築盛にお使いいただけます。

きれいな毛先をキープ



約6か月間使用後のイメージ

※筆は消耗品ですが、適切なお手入れにより、耐久性が向上します。

SHOFU INC.

# 3つのタイプから選べるレジン用筆

	レジン用筆 ロゼ イタチ毛採用の本格筆	レジン用筆 α 迷ったらコレ！ 品質とコストの黄金比 コシのある頼れる1本	レジン用筆 混毛 すぐれたコストパフォーマンス
材質	イタチ毛100%	動物毛 + 人工毛	馬毛 + 人工毛
操作性	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
耐久性	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
価格	（1本入り）	（1本入り）	（3本入り）

※筆は消耗品ですが、適切なお手入れにより、耐久性が向上します。

## 【関連製品】



### パイル用毛筆セット混毛 (3本入)

- No.1 3本入…
- No.2 3本入…
- No.3 3本入…



管理医療機器  
認証番号 307AKBZX00043000



歯科汎用アクリル系レジン

### プロビナイス Mild

【種類/粉】ファストタイプ/ノーマルタイプ  
【色調/粉】歯冠色3色 (A1、A2、A3)、歯肉色2色 (8S、U3)、クリア  
※クリアは35gのみ

- 粉35g(歯冠色・クリア色:粉用ツイストキャップ付 / 歯肉色:粉用トンガリキャップ付)……………
- 粉250g(粉用トンガリキャップ、粉量計付)……………
- 液50mL (液用ノズルキャップ付)……………
- 液250mL (液用ワンタッチキャップ、液量計、スポイト付)…

※粉液どちらとも、プロビナイス ファスト・プロビナイス・プロビナイス フローには使用できません。

管理医療機器  
認証番号 307AKBZX00043000

「レジン用筆α」同梱



歯科汎用アクリル系レジン

### プロビナイス Mild ファストタイプ1-1セット

【色調】歯冠色 (A2)、歯肉色 (8S)

【セット内容】

- 粉35g、液50mL、
- 粉用キャップ (A2:ツイストキャップ/8S:トンガリキャップ)、
- 液用ノズルキャップ、粉量計、液量計、混和器×2、
- 混和器ホルダー、レジン用筆α

取扱い店

価格は2026年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。