

2011
バージョンアップ
モデル

- 従来製品より優れた検出力を実現
- ローバッテリーインジゲータ内蔵

ペインライト EMS

ペインライトは、画期的な静脈描出器です。
もう静脈を探すのに手間がかかりません。
ペインライトはポケットにおさまるハンディタイプにもかかわらず、
パワフルでどこへでも持ち運びできるコードレスタイプです。



サイドトランスイルミネーション (側射透光法)

静脈組織内に光が行き渡り、
素早く細かい静脈もはっきり描出できます。

*サイドトランスイルミネーションはトランスライト社の特許です。

あらゆる分野で大活躍

- 小児・成人の静脈発見
- 緊急現場での静脈発見
- 薬剤注入現場での静脈発見
- 静脈切除手術前の拡大蛇行静脈のマッピング
- 硬化療法の網状脈の発見
- 癌科現場での静脈発見
- 静脈切除手術のトレーニング
- 新生児治療の透光



標準価格 **¥67,000** (税抜)

- LED 数 16 個：オレンジ色 12 個、赤色 4 個
- アルカリ単三乾電池 2 本内蔵
- オレンジ色 LED と赤色 LED を同時に点灯
- 落下、紛失防止携帯ストラップ付

クリニカルデータで効果は立証済み

▶ 2005 年 PAS 学会で Katsogridakis 他、発表

ポスト小児病棟で 240 名を対象に静脈発見調査が実施され、ペインライトが小児救急部の看護基準より数段優れていることが立証されました。

▶ ハーバード大学医学部 Mark Waltzman M.D.

何度やってもうまくいかなかった肥満患者の採血にペインライト LED を使い、前腕の浅静脈を発見し、1 回で上手に採血できました。

▶ フロリダ州エステロ市 救急救命士 教育工学博士 Jeffrey Lindsey (JEMS 2005 年 10 月号から抜粋)

救急救命士に朗報。ペインライト EMS があれば難しい”患者の静脈当てゲーム”はもう終わりです。…いとも簡単に静脈を見分けることができました。

ペインライト EMS 仕様	医療機器製造販売届出番号：07B1X00001000002
適応	成人 / 小児
LED の数 (色 : 数)	16 個 (オレンジ色 : 12 個 / 赤色 : 4 個)
ON/OFF スwitch の数	1 個 (2 色同時に点灯)
開口部の大きさ	21 mm
充電器	無し
電源	アルカリ単三乾電池 2 本
ローバッテリーインジゲータ	点灯
サイズ	115 × 55 × 24 mm
質量 (バッテリー込)	106 g
付属品	小児用アダプタ ライトシールド ディスボカバー 落下紛失防止携帯用ストラップ

*改良のため仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

製造販売元 **株式会社コーケン** 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-5

販売元 **MICROTECH 株式会社 マイクロテック** <http://www.micro-t.jp>
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9 TEL: 03-5827-1380 FAX: 03-5827-1381 E-MAIL: info@micro-t.jp