

NEW

THE BEST PARTNER OF DENTISTS
YDM CORPORATION
SINCE 1948

COTTON BOX SWEET

コットンボックス スウィート

標準価格 各 ¥3,300

やわらかなデザインで診療室をやさしい雰囲気
に

軽い 100g!
訪問診療にも便利



コード NO.101080

※角綿・ガーゼ用
※サイズ/本体 W61 × D61.5 × H81.5 mm
収納部内径 50 × 50 mm
取出し口 31 × 30 mm



綿球用

コード NO.101081

※サイズ/本体 W61 × D61.5 × H81.5 mm
収納部内径 50 × 50 mm
取出し口網目 7.5 × 7.5 mm


※材質/本体・押上げ底 SPS 耐熱温度 163℃
底蓋・押上げ底 O リング Si 耐熱温度 260℃

SWEET Features




スライド開閉式！

フタを指でスライドさせる
スムーズな開閉方式です。



コットンを押上げて 取出しやすさキープ！

コットンが少なくなったら、押上
げ底を指で押すと、常に取出し
やすい位置に保てます。



取出し口が手前に 向いて使いやすい


上から覗きこまなくてもコットン
が見えて取出ししやすい設計です。



シリコン
の台座

シリコン台座で 滑らない！

滑らず安定しています。



底から補充ができて 手間いらず

残っているコットンをいったん取
出して補充する手間が省けます。

※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。
※掲載製品の標準価格は、2013年4月22日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

資源保護のため、リサイクルしやすい
植物油インキを使用しています。



製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 本社 営業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>